

Аппарат тракционной терапии BTL, Великобритания

Тракционная терапия является альтернативой мануальным методам лечения. Во время данной терапии механическое вытяжение применяется на позвоночник для облегчения хронических болей в области спины.



BTL 16 Plus

✓ Ключевые особенности:

- Комфортное расположение пациента с помощью инновационной системы ремней
- Специальные настройки различных параметров терапии
- Уникальный механизм скольжения, находящийся в нижней части кушетки
- Автоматическое обнаружение перегрузки во время терапии

⚙️ Функциональные возможности:

- Цветной сенсорный дисплей 5,7"
- Режимы: статический, прерывистый, последовательность
- Сила вытяжения: 0 – 100 кг
- Скорость вытяжения: 1-12 кг/с
- Время терапии 1:00 – 99:59 мин:сек
- Время удержания/время расслабления: 1 – 999 сек



Кушетка тракционная BTL, Великобритания

Комфортная трехсекционная кушетка с электрической регулировкой высоты, бесшумной работой и большим сроком службы.




BTL - 1300 Trac

✓ Ключевые особенности:

- Специально разработана для поясничной и цервикальной тракционной терапии
- Высокая устойчивость и стабильность во всех позициях
- Подвижная секция для ног для комфортной тракционной терапии без трения
- Электрическая регулировка высоты

⚙️ Функциональные возможности:

- Длина 210 см
- Стандартная ширина 70 см
- Пульт управления
- Отверстие для лица
- Регулируемая высота: 42–95 см
- Регулировка секции для головы: $+55^{\circ}/-30^{\circ}$
- Нагрузочная способность: 170 кг



Тракционный стол Enraf-Nonius, Нидерланды

Специализированная кушетка для проведения тракционной терапии – сухого вытяжения позвоночника. Пациент удобно располагается на столе, происходит движение тазобедренной секции, в результате чего позвоночник вытягивается.



Manumed Traction

✓ Ключевые особенности:

- Регулировка головной секции
- Регулировка ножной секции упрощает процесс вытяжения
- Есть возможность закрепить аппарат тракционной терапии на штифтах
- Легкое обслуживание

⚙️ Функциональные возможности:

- 4 секции
- Электрическая или гидравлическая (опция) регулировка высоты (45–95 см)
- Ширина 67 см
- Выдвижные колесики для удобства транспортировки

