

Ультразвуковая хирургическая система SRA Developments, Великобритания

Lotus — это современная ультразвуковая хирургическая система, которая подходит как для открытых, так и для лапароскопических операций. Одной из ключевых особенностей системы является концепция «включай и работай», обеспечивающая простоту использования и компактность генератора.



Lotus

✓ Ключевые особенности

- Три уровня мощности обеспечивают оптимальное воздействие
- Функция автоматического распознавания инструментов
- Активация с помощью кнопки на инструменте или от педали
- Широкий выбор инструментов для различных областей применения



Тип инструмента	Вариант исполнения	Рабочая длина
Ультразвуковые ножницы	Открытая хирургия 200, прямая бранша/ изогнутая бранша	176 мм
	Лапароскопия 400, изогнутая бранша	349 мм
	Бариатрическая хирургия 500, изогнутая бранша	434 мм
Резектор печени	Открытая хирургия/лапароскопия, 200/400, прямая бранша	176/349 мм
Лигатор для герметизации сосудов	Открытая хирургия/лапароскопия, 200/400, прямая бранша	176/349 мм
Двойное лезвие	Двойное лезвие, открытая хирургия/ лапароскопия, 100/400	120/371 мм