

Анализаторы мочи Analyticon Biotechnologies, Германия 77 Elektronika, Венгрия

Анализаторы мочи Analyticon Biotechnologies и 77 Elektronika позволяют определять основные параметры мочи методом сухой химии на тест полосках.

✓ Ключевые особенности

- Полуавтоматические анализаторы мочи
- Простая очистка и обслуживание
- Спектр исследований: Глюкоза, Билирубин, Белок, Нитриты, Уробилиноген, Лейкоциты, Кетоны, рН, Эритроциты, Удельный вес и др. Принцип измерения: отражательная фотометрия
- Встроенный термопринтер



Urilyzer 100 Pro
Analyticon Biotechnologies



LabUReader Plus 2,
77 Elektronika

Технические возможности	Urilyzer 100 Pro Analyticon Biotechnologies	LabUReader Plus 2 77 Elektronika
Производительность, анализов в час	120	500
Объем памяти, анализов	3000	5000
Электропитание	Батарея/электросеть	Электросеть
Вес, кг	1,2	6