

DIXION ВАКУС

МЕДИЦИНСКИЕ ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ

*Вакус-7018 · Вакус-7032 · Вакус-7209
Вакус-7305 · Вакус-7308*



DIXION


АСПИРАТОРЫ

Вакуумные медицинские отсасыватели предназначены для аспирации биологических жидкостей из полостей тела пациента. Всасывающие устройства Dixon Вакус являются надежным решением при эндоскопии, оказании экстренной медицинской помощи, уходе за пациентами в больницах, отделениях интенсивной терапии, поликлиниках, а также могут применяться специалистами службы социального обеспечения для обслуживания лежачих больных. Модели, оборудованные аккумуляторной батареей, предназначены для использования в каретах скорой помощи во время транспортировки пациента.

Линейка продуктов Вакус предлагает большое разнообразие моделей — от аспирации малого объема жидкостей при использовании в неонатологии до удаления большого объема биологических масс в интенсивной терапии и хирургии.

АСПИРАТОРЫ

- ❖ Аспирация из заблокированных дыхательных путей
- ❖ Аспирация секрета после ларингоэктомии и трахеотомии
- ❖ Аспирация продуктов повышенного слюноотделения
- ❖ Аспирация после повреждения дыхательных путей вследствие лучевой терапии опухолей
- ❖ Аспирация жировой массы при липосакции
- ❖ Аспирация вследствие дисфагии после инсульта
- ❖ Гигиена полости рта гериатрических пациентов
- ❖ Эвакуация жидкости при эндоскопических операциях
- ❖ Плевральный дренаж
- ❖ Эвакуация биологической жидкости во время хирургических операций



ПОРТАТИВНЫЙ АСПИРАТОР ВАКУС-7018



Для применения в эндоскопии и при неотложной терапии в лечебных учреждениях.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Производительность до 22 л/мин
- ❖ Безмасляный вакуумный насос
- ❖ Автоклавиремая ёмкость 1000 или 2000 мл из высококачественного пластика
- ❖ Удобная ручка для переноски
- ❖ Антибактериальный фильтр
- ❖ Клапан защиты от переполнения предотвращает попадание жидкости в компрессор
- ❖ Гибкие шланги лёгкие в установке и дезинфекции
- ❖ Контроль мощности всасывания 0,02–0,08 МПа (150–600 мм рт. ст.)
- ❖ Одноразовые емкости (опционально)

ПОРТАТИВНЫЙ АСПИРАТОР ВАКУС-7032



Для применения в хирургии, оказания неотложной помощи и использования в гинекологии.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Производительность до 32 л/мин
- ❖ Безмасляный вакуумный насос
- ❖ Автоклавиремая ёмкость 1000 или 2000 мл из высококачественного пластика
- ❖ Удобная ручка для переноски
- ❖ Антибактериальный фильтр
- ❖ Клапан защиты от переполнения предотвращает попадание жидкости в компрессор
- ❖ Контроль мощности всасывания 0,02–0,09 МПа (150–680 мм рт. ст.)
- ❖ Кюретки 6, 7, 8 мм (опционально)

АСПИРАТОР ДЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ ВАКУС-7209



Подходит для применения в машине скорой помощи.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Производительность до 20 л/мин
- ❖ Безмасляный вакуумный насос
- ❖ Автоклавиремая ёмкость 1000 или 2000 мл из высококачественного пластика
- ❖ Удобная ручка для переноски
- ❖ Антибактериальный фильтр
- ❖ Гибкие шланги лёгкие в установке и дезинфекции
- ❖ Клапан защиты от переполнения предотвращает попадание жидкости в компрессор
- ❖ Контроль мощности всасывания 0,02–0,08 МПа (150–600 мм рт. ст.)
- ❖ Сетевое, бортовое или автономное питание от аккумуляторной батареи
- ❖ Индикатор уровня заряда батареи
- ❖ Сумка для переноски (опционально)
- ❖ Настенное крепление (опционально)

ХИРУРГИЧЕСКИЙ АСПИРАТОР ВАКУС-7305



Для применения в хирургии.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Производительность 40 л/мин
- ❖ Безмасляный вакуумный насос
- ❖ Мобильный, эргономичный, облегченный корпус
- ❖ Ёмкости из высококачественного пластика 3000 мл или из стекла 2500 мл
- ❖ Управление с помощью регулятора и от ножной педали
- ❖ Контроль мощности всасывания 0,02–0,09 МПа (150–680 мм рт. ст.)
- ❖ Антибактериальный фильтр
- ❖ Клапан защиты от переполнения предотвращает попадание жидкости в компрессор
- ❖ Уплотнительные кольца накопителей обеспечивают их высокую герметичность

ХИРУРГИЧЕСКИЙ
АСПИРАТОР ВАКУС-7308

Незаменим при выполнении сложных хирургических вмешательств, где требуется быстрая экстракция больших объемов биологических жидкостей. Рекомендован для проведения липосакции.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ❖ Производительность 80 л/мин
- ❖ Безмасляный вакуумный насос
- ❖ Мобильный, эргономичный, облегчённый корпус
- ❖ Ёмкости из высококачественного пластика объемом 4000 и 2000 мл
- ❖ Управление мощностью вакуумного всасывания осуществляется интегрированным регулятором
- ❖ Контроль мощности всасывания 0,02–0,09 МПа (150–680 мм рт. ст.)
- ❖ Антибактериальный фильтр
- ❖ Гибкие шланги из нетоксичного материала лёгкие в установке и дезинфекции
- ❖ Клапан защиты от переполнения предотвращает попадание жидкости в компрессор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Вакус-7018	Вакус-7032	Вакус-7209	Вакус-7305	Вакус-7308
Регулировка мощности вакуума, МПа	0,02–0,08	0,02–0,09	0,02–0,08	0,02–0,09	0,02–0,09
Приёмный резервуар, мл	1000	2×2000	1000	2×3000 2×2500	2×4000 2×2000
Педаль		•		•	•
Ручка для переноски	•	•	•		
Портативный	•	•	•	мобильный	мобильный
Встроенный аккумулятор			•		





Телефоны: **+7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95** (звонок бесплатный)

E-mail: **info@dixon.ru, www.dixon.ru**