



Видеобронхоскопы

Относятся к новой модернизированной линейке с учетом новейших разработок. Благодаря высококачественному эндоскопическому изображению и хорошему освещению обеспечивают отличные возможности в ориентировании, маневренности и обнаружении патологий во время исследований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	EB15 – J10	EB19 – J10
Диаметр вводимой трубки, мм	5,2	6,4
Диаметр инструментального канала, мм	2	2,8
Длина рабочей части, мм	600	600
Общая длина, мм	875	875
Поле зрения, град	120°	120°
Глубина резкости, мм	3 – 100	3 – 100
Изгиб дистального конца:		
- вверх	210°	180°
- вниз	130°	130°
Стандартный	•	•
Терапевтический		•