



Видеоцистоскоп

Обеспечивает самые современные функции в повседневной урологии. Превосходное качество изображения сочетается с улучшенной визуализацией i-scan, что повышает выявляемость заболеваний.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Записывающая матрица высокого разрешения
- Улучшенное распределение света по периферии
- Высокая надежность и долговечность
- Гибкий угол наклона и меньший радиус изгиба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ECY – 1575K

Диаметр вводимой трубки, мм	5,2
Диаметр рабочего канала, мм	2
Длина рабочей части, мм	400
Общая длина, мм	660
Поле зрения, град	120°
Поле зрения в воде, град	80°
Изгиб дистального конца:	
- вверх	210°
- вниз	130°