



Видеодуоденоскопы

Эндоскопические приборы с ПЗС-матрицей высокого разрешения, которая обеспечивает принципиально новое качество визуализации и возможности её дальнейшей программной обработки.

Использование с видеопроцессорами ЕРК-і5000 и ЕРК-і7000 дает доступ к широким возможностям цифровой обработки изображения, в том числе с помощью технологии i-scan для усиления текстуры поверхности и визуализации сосудов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	ED34 – i10T	ED34 – i10T2
Диаметр вводимой трубки, мм	11,6	11,6
Диаметр инструментального канала, мм	4,2	4,2
Длина рабочей части, мм	1250	1250
Общая длина, мм	1566	1566
Поле зрения, град	100°	100°
Глубина резкости, мм	4 – 60	4 – 60
Изгиб дистального конца:		
- вверх	120°	120°
- вниз	90°	90°
- вправо	105°	105°
- влево	90°	90°
Увеличенная жесткость вводимой трубки		•