

Видеосистема эндоскопическая Sophway, Китай

Современное высокотехнологичное решение, гарантирующее высокий уровень визуализации, соответствующий самым высоким стандартам малоинвазивной хирургии. Позволяет врачам получать детализированные изображения, естественную цветопередачу, что значительно повышает качество операционного вмешательства.

SV-800



✓ Ключевые особенности

- Разрешение 4K UHD 3840×2160 пикселей
- Высокое качество изображения и качественная детализация
- Быстрая автофокусировка обеспечивает четкую картинку без задержек (<0,5 сек)
- Ручная и автоматическая регулировка яркости
- 9 предустановленных режимов работы
- 7-дюймовый цветной сенсорный экран с русскоязычным меню

⚙ Функциональные возможности

- Настройка и сохранение пользовательских режимов работы
- Запись фото и видеоизображений на внутренний жёсткий диск и внешний носитель информации
- Запись информации о пациентах
- 3 программируемые кнопки
- Светодиодный источник света
- Универсальный разъём для световодов
- Инсуффлятор, монитор (опционально)



Видеосистема эндоскопическая Sophway, Китай

Эндоскопическая видеосистема FullHD позволяет не только улучшать диагностику, но и делает каждое хирургическое вмешательство более эффективным и безопасным. Эндоскопическая видеосистема SV-300 — ваш надежный партнер в мире малоинвазивной хирургии!

SV-300



✓ Ключевые особенности

- Разрешение FullHD 1920×1080 пикселей
- Высокая детализация при визуализации тканей и органов
- Ручная регулировка уровня оптического увеличения
- Адаптивный уровень освещения
- Сенсорный цветной экран с русскоязычным меню
- Предустановленные режимы работы для различных нозологий

⚙️ Функциональные возможности

- Возможность настройки и сохранения пользовательских режимов работы
- Запись фотографий и видео на встроенный жёсткий диск и внешний носитель данных
- Кольцо регулировки оптического зума для повышения четкости картинки
- Светодиодный источник света
- Ручная и автоматическая регулировка яркости освещения
- Универсальный разъём для световодов
- Инсуффлятор, монитор (опционально)

