

## Офтальмоскоп Vantage Plus LED Digital, Keeler, Великобритания

Непрямой офтальмоскоп Vantage Plus LED Digital обладает уникальной интеллектуальной запатентованной оптической системой. При смене апертуры оптика и зеркала настраиваются автоматически, обеспечивая объемные стереоскопические изображения. Встроенная камера записывает изображения в цифровом формате, которые могут быть переданы на компьютер через USB-интерфейс.

Офтальмоскоп  
Vantage Plus LED Digital




Апертуры и фильтры

Vantage Plus LED Wireless

Vantage Plus LED Wired

Vantage Plus LED Digital

Spectra Iris



Vantage Plus LED  
Wireless



Vantage Plus LED  
Wired



Vantage Plus LED  
Digital



Spectra Iris

Производитель	Keeler			
Страна	Великобритания			
Светодиодное освещение	+	+	+	+
Крепление на шлем	+	+	+	
Крепление на оправу				+
Видеокамера			+	
Управление наклоном зеркала	+	+	+	+
Апертуры	4	4	4	3
<b>Фильтры</b>				
Бескрасный	+	+	+	+
Синий кобальтовый	+	+	+	+
<b>Контроль яркости</b>				
На офтальмоскопе	+	+	+	
На источнике питания				+
<b>Источники питания</b>				
Портативный	+		+	
Проводной		+		+