


Vision Pro

Автоматическая сканирующая система



Vision Pro

Автоматическая сканирующая система



Основные характеристики


- Загрузка 4 или 8 слайдов
- Автоматическое сканирование образцов
- Автоматический анализ и классификация
- Произвольный доступ
- Для средних и крупных лабораторий

Этапы сканирования




01

Загрузите слайды в кассету



02

Запустите сканирование слайдов



03

Получите результат

Применение



Гематология

Vision Hema — автоматический анализ мазка крови

Vision Extended RBC — расширенный анализ эритроцитов

Vision Extended PLT — расширенный анализ тромбоцитов

Vision RET — анализ ретикулоцитов



Костный мозг

Vision Bone Marrow — автоматический анализ клеток костного мозга



Биологические жидкости

Vision Body Fluids — автоматический анализ жидкостей человека



Цервикальная цитология

Vision Cyto Pap — автоматический скрининг рака шейки матки

Vision Cyto Pap ICC — автоматическая оценка иммуноцитохимической реакции



Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)

Vision Cyto STD — автоматический анализ инфекций, передающихся половым путем



Микробиология

Vision Gram — автоматический анализ мазка по Граму

Vision Extended Gram — расширенный анализ мазка по Граму



Анализ спермы

Vision Sperm — автоматический анализ спермы (CASA)



Цитогенетика

Vision Karyo — автоматическое кариотипирование хромосом

Vision Metaphase Finder — автоматический анализ метафазных пластин



Цитология и гистопатология

Vision Cyto — визуализация и организация цитологических исследований

Vision Slide — гистологические, клинические и научные исследования



Ветеринария

Vision Slide Vet — цифровая цитология и гистопатология

Vision Hema Vet — автоматический анализ мазка крови животных

Vision Karyo Vet — кариотипирование хромосом животных и растений

Спецификации

Основные характеристики

	Vision Pro
Режим работы	Очередь, произвольный доступ
Сканирование	Автоматическое
Загрузка слайда	4 или 8 слайдов
Компоненты системы	Сканирующий микроскоп Рабочая станция Монитор
Объективы*	10x, 20x, 40x, 40x МИ, 60x МИ, 100x МИ
Метод исследования	Светлое поле
Освещение	По Келлеру, LED
Коммуникации	Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7

* Зависит от комплектации

Дополнительные сервисы

Vision Slide Viewer

www.visionviewer.ru

Бесплатное ПО для установки на персональный компьютер с ОС Windows

Для просмотра цифровых препаратов на персональном компьютере

Pathoview

www.pathoview.ru

Сервис для работы с цифровыми препаратами через интернет-браузер

Для загрузки, просмотра, хранения и обмена цифровыми препаратами

Vision Suite

www.vision-suite.ru

Сервис для удаленной работы с ПО Vision через интернет-браузер

Для работы с базой данных и результатами анализов Vision в облаке

Vision Expertise

www.vision-expertise.ru

Сервис для онлайн-тестирования специалистов в микроскопии

Для обучения, проверки знаний и повышения квалификации специалистов

Проверьте целевое использование и наличие регистрации в законодательстве вашего региона.

В зависимости от правил определенного региона, некоторые продукты могут использоваться только в исследовательских целях.

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



Stormoff®

histo@stormoff.com

www.stormoff.ru

+7 (495) 956-05-57