

ВОПЛОЩАЯ ИДЕАЛЫ

SIEMENS

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА

Анализаторы Мочи и HbA1c



Stormoff®

Оборудование Siemens (США)

Анализаторы мочи и тест-полоски

Анализаторы мочи серии Clinitek компании Siemens предназначены для исследования анализа мочи с помощью тест-полосок. Используются в малых и больших лабораториях, а также рядом с пациентом.

- Простые в использовании
- Автоматическая печать отчета
- Управление через сенсорный экран
- Высокий уровень контроля



Анализатор мочи Clinitek Status®+

Анализатор мочи Clinitek Status®+

- Считывание данных со штрих-кода (опция)
- Работа от сети или от аккумулятора



Анализатор мочи Clinitek Advantus®

Анализатор мочи Clinitek Advantus®

- Цветной дисплей
- Возможность объединения результатов микроскопии в одной медицинской карте пациента
- Три функции сортировки — подтверждающие и микроскопические — для быстрого просмотра и флажирования аномальных результатов

	CLINITEK Status+	Clinitek Advantus
Производительность	60 тестов в час	500 тестов в час
Скорость анализа	1 мин	7 секунд
Память, результаты пациентов	950	500
Калибровка	Автоматическая	
Определяемые параметры	Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты	
	Альбумин, Креатинин, Отношение альбумин/креатинин	
	Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ)	—

Тест-полоски для анализа мочи производства Siemens предназначены для определения целого ряда состояний.

Тест-полоски Multistix 10 SG

Для исследования инфекций мочеполовых путей (ИМП), работы почек и диабета

- Анализ по 10 параметрам: Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты



Тест-полоски Multistix 10 SG

Тест-полоски Microalbumin 2

Для выявления болезни почек на ранней стадии у пациентов с диабетом.

- Анализ: Альбумин, креатинин и отношение альбумина к креатинину (А:С)

Тест-полоски Microalbumin 9

Для контроля пациентов с диабетом и болезнью почек.

- Анализ на 9 параметров: Альбумин, кровь, креатинин, глюкоза, кетоны, лейкоциты, нитриты, pH, белок
- Автоматический расчет отношения:
 - Альбумина к креатинину (А:С)
 - Белка к креатинину (Р:С)
- Сбор проб может проводиться в произвольном порядке, нет необходимости в сборе образцов по времени или в сборе суточной мочи

Кассеты CLINITEST hCG

Качественный тест для определения беременности: определение ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека)

- 200 мкл мочи для проведения одного теста
- Клиническая точность: >99%

Анализатор гликозилированного гемоглобина



DCA Vantage

DCA Vantage

Автоматический анализатор DCA Vantage® предназначен для контроля уровня глюкозы в крови и мониторинга осложнений сахарного диабета.


- Не требуется подготовка проб и реагентов
- Память — 4000 результатов и 1000 ID операторов

Определяемые параметры	Проба	Объем пробы	Время измерения
Гликозилированный гемоглобин HbA1c	Цельная кровь	1 мкл	6 минут
Альбумин, Креатинин Отношение альбумин/креатинин (A:C)	Моча	40 мкл	7 минут

- Результат в различных единицах измерения: NGSP, IFCC, JDS и Mono-S
- Встроенный калькулятор скорости клубочковой фильтрации (СКФ) индексирует функцию почек
- Расчётный результат среднего уровня глюкозы (eAG)

Картриджи для проведения тестов:

- Автономные
- Количество в упаковке: 10 шт/уп.
- Хранение: +2-8°C



Stormoff®

**Компания Stormoff
Департамент лабораторного оборудования**

143401, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 4, корп. 1,
БЦ «Кубик», сектор Г, 8 этаж, м. Мякинино

Тел./факс: (495) 780-07-95, 956-05-57
lab@stormoff.com
www.stormoff.com