

ЦИСТОСКОПЫ

Видеоцистоскоп



	ECY-1575K
Диаметр вводимой трубки, мм	5,2
Диаметр рабочего канала, мм	2
Длина рабочей части, мм	400
Общая длина, мм	660
Поле зрения, град	120°
Поле зрения в воде, град	80°
Изгиб дистального конца:	
- вверх	210°
- вниз	130°

Цистофиброскоп



	FCY-15RBS
Диаметр вводимой трубки, мм	4,9
Диаметр рабочего канала, мм	2,1
Длина рабочей части, мм	400
Общая длина, мм	680
Поле зрения, град	125°
Поле зрения в воде, град	83°
Глубина резкости, мм	3 - 50
- вверх	220°
- вниз	120°
Портативный со встроенным ист. света	•