

Дефибрилляторы Dixion, Южная Корея

Созданы с использованием передовых технологий для обеспечения наиболее быстрой реанимации и удобства применения в самых экстренных ситуациях.

✓ Ключевые особенности:

- Предустановленные электроды
- Влагостойкость
- Пошаговая инструкция при выполнении дефибрилляции, текстовые и голосовые подсказки
- Возможность передачи и анализа событий при помощи специального ПО



HD-1



Heart PAD

Функциональные и технические возможности

	HD -1	Heart PAD
Режим работы	Полуавтоматический, ручной	Полуавтоматический
Усеченная экспоненциальная бифазная форма импульса	•	•
Энергия max, Дж	200	150
Количество дефибрилляций	100 (200 Дж)	200 (150 Дж)
Тип электродов	Многоразовые/одноразовые	Одноразовые
Отображение информации	Цветной LCD-экран	Дисплей статусов

Дефибрилляторы Metrax, Германия

Бескомпромиссный выбор в экстренной ситуации. Профессиональные дефибрилляторы для неотложной медицинской помощи.

✓ Ключевые особенности:

- Прекрасная репутация во всех странах мира
- Многолетний опыт
- Высокое качество



Primedic Defi B



Primedic HeartSave 6

Функциональные и технические возможности	Primedic Defi B	Primedic HeartSave 6
Режим работы	Ручной	Полуавтоматический/ ручной
Монофазный демпфированный синусоидальный импульс	•	Бифазный импульс со стабилизацией тока
Бифазный импульс со стабилизацией тока		•
Энергия max, Дж	360	360
Количество дефибрилляций	45 (360 Дж)	100 (360 Дж)
Тип электродов	Многоразовые	Одноразовые
Отображение информации	Индикаторы	LCD-дисплей