

DIXION



Торакоскопия
ЭНДОСКОПИЯ

2010 год

EndoLux II Торакоскопы




Кат - No.:		
	Диаметр	5.0 mm
	Рабочая длина	312 mm
11.0055a.D	Направление обзора	0° широкий угол
11.0057a.D	Направление обзора	30° широкий угол

EndoLux II Торакоскопы



Кат - No.:		
	Диаметр	10.0 mm
	Рабочая длина	344 mm
11.0031a.D	Направление обзора	0° широкий угол
11.0043a.D	Направление обзора	30° широкий угол



Ø 5 mm
стандартный



Ø 10 mm




Ø 5 mm
EndoLux II
Лапароскоп

Жесткие и гибкие гильзы троакаров для торакокопии



Жесткая гильза троакара для торакокопии, мм	Кат - No.: В наборе с обтуратором	Рабочая длина, мм	Кат - No.: Гильза троакара	Кат - No.: Обтуратор
Ø 6	THS 05099 /98.D	50	THS 05099.D	THS 05098.D
Ø 11	THS 11099 /98.D	50	THS 11099.D	THS 11098.D
Ø 13	THS 13099 /98.D	50	THS 13099.D	THS 13098.D




Гибкая гильза троакара для торакокопии, мм	Кат - No.: В наборе	Рабочая длина, мм	Кат - No.: Гильза троакара	Кат - No.: Обтуратор	Кат - No.: Сменная силиконовая трубка 5 шт/упак
Ø 6	THF 06099 /97.D	100	THF 06099.D	THF 06097.D	THF 06003 /5.D
Ø 6	THF 06098 /96.D	70	THF 06098.D	THF 06096.D	THF 06004 /5.D
Ø 11	THF 11099 /97.D	100	THF 11099.D	THF 11097.D	THF 11003 /5.D
Ø 11	THF 11098 /96.D	70	THF 11098.D	THF 11096.D	THF 11004 /5.D

Монопольные электроды




Электрод - шпатель, угол изгиба 30°




Монопольные электроды	Кат - No.:	Ø, мм	Длина, мм
Электрод - шпатель, изогнутый	MOG 05081.D	5	330
Электрод L-образный, изогнутый	MOG 05080.D	5	330
Электрод кнопочный, изогнутый	MOG 05082.D	5	330

Сменные электроды и канюли



Электрод L-образный, угол изгиба 30°, сменный




Пункционная игла, угол изгиба 30°, сменная



Аспирационно-ирригационная канюля, угол изгиба 30°, сменная

Сменные части Ø 5 mm Угол изгиба 30°	Кат - No.: Сменная часть	Рабочая длина, mm	Кат - No.: В сборе с плун- жерным клапа- ном	Рабочая длина, mm	Кат - No.: В сборе с клапаном со скользящей заслонкой	Рабочая длина, mm
Электрод L-образный	MOW 05084.D	330	MOW 05099 /84.D	330	SCS 05090 /84.D	330
Пункционная игла	MOW 05083.D	330	MOW 05099 /83.D	330	SCS 05090 /83.D	330
Аспирационно- ирригационная канюля	MOW 05081.D	330	MOW 05099 /81.D	330	SCS 05090 /81.D	330



Плунжерный
клапан

Кат - No.:

MOW 05099.D



Клапан со
скользящей за-
слонкой

Кат - No.:

SCS 05090.D

Ротируемые разборные инструменты Ø 5 mm x 330 mm

«fast change»



Рабочая вставка	Рукоятка 36-000-001.D	Рукоятка 36-000-003.D	Рукоятка 36-000-005.D	Рукоятка 36-000-007.D
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Инструмент в сборе 5,0 mm



	Ножницы с зазубренной браншей			
38-082-100.D	38-082-101.D			



	Ножницы по METZENBAUM, изогнутые			
38-056-100.D	38-056-101.D			



	Захватывающие щипцы, мелкая насечка			
38-066-100.D				38-066-107.D



	Диссектор атравматичный			
38-070-100.D			38-070-105.D	



	Захватывающие щипцы по De Bakey, атравматичные			
38-242-100.D				38-242-107.D



	Захватывающие щипцы, 2 x 3 зуба			
38-076-100.D				38-076-107.D



	Захватывающие щипцы, single De Bakey			
38-198-100.D				38-198-107.D

Ротируемые разборные инструменты Ø 10 mm x 330 mm **«fast change»**



Рабочая вставка	Рукоятка 36-000-001.D	Рукоятка 36-000-003.D	Рукоятка 36-000-005.D	Рукоятка 36-000-007.D
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Инструмент в сборе 10,0 mm



Зажим по Satinsky, атравматичный				
38-245-000.D				38-245-207.D



Легочный зажим, атравматичный				
38-250-000.D				38-250-207.D



Легочный зажим, атравматичный				
38-251-000.D				38-251-207.D



Щипцы пальпационные, бранши 50 mm				
38-231-000.D	38-231-201.D		38-231-205.D	



Щипцы пальпационные, бранши 60 mm				
38-232-000.D	38-232-201.D		38-232-205.D	

Внешняя трубка	Кат - No.: 36-000-200.D	Диаметр 10 mm
----------------	--------------------------------	---------------



Компания **Dixion** - торгово-производственная компания, объединившая под своей маркой ряд мировых лидеров производства медицинской техники. Она создавалась ведущими специалистами в области разработки, сервиса и ремонта медицинского оборудования.

Dixion – международная компания нового типа. Ее основа – команда профессионалов нового поколения с оригинальным мышлением, свежим взглядом на жизнь и отсутствием стереотипов. Мы стремимся сделать современное медицинское оборудование доступным для каждого.

С 2009 г. мы рады предложить Вам эндохирургическое оборудование под маркой Dixion. В настоящее время представлены следующие каталоги по **Эндоскопии**:

«**ГИНЕКОЛОГИЯ**»

«**УРОЛОГИЯ**»

«**ЛАПАРОСКОПИЯ**»

«**ТОРАКОСКОПИЯ**»

«**АРТРОСКОПИЯ**»

На страницах каталогов вы ознакомитесь с наиболее популярными моделями приборов и инструментов. Более подробную информацию по всему предлагаемому спектру оборудования Вы можете получить у менеджеров компании.

Мы надеемся, что благодаря оборудованию Dixion, как можно больше людей получат качественную и своевременную медицинскую помощь.

DIXION

Медицинское оборудование и инструменты

127422, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, 1-2

Тел./Факс: +7 (495) 780-0793, 921-4495

E-mail: info@dixion.ru

www.dixion.ru