

i-Optik[®]

Лучшее зрение, лучшее качество жизни

TSC-900

Рабочее место офтальмолога





- Ящик для набора пробных линз
- Поворотная столешница слайдер для установки двух приборов
- Электроподъемное кресло
- Моторизированный кронштейн фороптера

Характеристики

Габариты (Д×Ш×В)

853×950×1908 мм

Размеры поворотной платформы (Д×Ш)

480×950 мм

Диапазон перемещения столешницы

390 мм

Источник питания

Переменный ток 220В, 50 Гц

Потребляемая мощность

100 ВА

Stormoff®
www.stormoff.ru

Официальный дистрибьютор i-Optik
oko@stormoff.com
+7 (495) 780 07 92