

PENTAX[®]
MEDICAL

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕВОСХОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЭРГНОМИКИ



Серия видеозондоскопов
PENTAX Medical i20c

Серия эндоскопов с превосходным изображением и эргономикой



Эндоскопы i20c призваны помочь медицинским работникам в выявлении, диагностике и терапии лучше, чем когда-либо. Врачи могут мгновенно увеличить комфорт и скорость работы благодаря **превосходному изображению и маневренности.**

Эндоскоп поколения i20c был разработан с учетом превосходной эргономики для медицинских работников, которые проводят с ним бесчисленные часы. Регулируемая жесткость и усовершенствованная система визуализации потенциально позволяют **повысить качество процедур.**

Новый уникальный корпус управления и **легкий коннектор** эндоскопов i20c разработаны для оптимизации рабочего процесса.

УЛУЧШИТЬ
КЛИНИЧЕСКИЕ
ИСХОДЫ

ПОВЫСИТЬ ОПЫТ
И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Видеоэндоскопы PENTAX Medical i20c

ПАРАМЕТРЫ	EG29-i20c	EC38-i20c
Направление обзора	Вперед	Вперед
Угол поля зрения	140°	170°
Глубина резкости	2–100 мм	2–100 мм
Изгиб дистального конца вверх-вниз	210°/120°	210°/180°
Изгиб дистального конца вправо-влево	120°/120°	160°/160°
Диаметр дистального конца	9.9 мм	13.2 мм
Диаметр вводимой трубки	9.8 мм	12.8 мм
Минимальный диаметр инстр. канала	3.2 мм	3.8 мм
Рабочая длина вводимой трубки	1,050 мм	1,300 / 1,500 / 1,700 мм
Подача воды	Да	Да
Регулируемая жесткость	–	Да
Облегченный коннектор	Да	Да
Совместимость с процессорами	PENTAX Medical INSPIRA™ EPK-i8020c	PENTAX Medical INSPIRA™ EPK-i8020c



Новый корпус эндоскопа i20c разработан для максимальной лёгкости управления

PENTAX Europe GmbH (Germany)

Московское представительство
PENTAX Europe GmbH (Germany)

Адрес: 4-й Лесной переулок, 13, 125047, г. Москва, Россия

Тел.: +7 495 114 52 31

E-mail: info.ru@pentaxmedical.com

www.pentaxmedical.com

TÜV Rheinland CE 0197 • Класс медицинского устройства: IIa • Этот продукт должен использоваться только медицинскими работниками. Перед использованием и для получения подробных характеристик продукта, пожалуйста, обратитесь к инструкции по применению. В интересах технического процесса технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

PENTAX®
MEDICAL