

## Дыхательные аппараты CPAP/BiPAP Resvent, Китай

Умный, тихий, удобный аппарат для использования в составе комплексного лечения дыхательной недостаточности легкой степени тяжести, легкой или тяжелой форм обструктивного апноэ сна, хронической обструктивной болезни легких, различных нейромышечных заболеваний и других заболеваний, требующих аппаратной дыхательной поддержки.



iBreeze CPAP/ BiPAP device

### ✓ Ключевые особенности:

- Встроенный интеллектуальный увлажнитель
- Инновационный, компактный и эргономичный дизайн
- IPR – Интеллектуальный Сброс Давления
- Matrix – бесплатное приложение для управления



### Функциональные и технические возможности

Функция постепенного увеличения давления AutoRAMP

Распознавание самостоятельных вдохов пациента

Компенсация утечек

Степень защиты от проникновения влаги IP22

Сброс давления на выдохе

### iBreeze CPAP

### iBreeze BiPAP

•

•

•

•

•

•

•

•