

Дыхательные аппараты CPAP/VPAP Resvent, Китай



	iBreeze CPAP device			iBreeze VPAP device				
	20 C	20 A	20 A Pro	25 A	25 ST	25 STA	30 ST	30 STA
Режимы:								
CPAP	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto CPAP		•	•					
Auto CPAP Woman			•					
S				•	•	•	•	•
Auto S				•		•		•
ST					•	•	•	•
Auto ST						•		•
T					•	•	•	•
VS equal to AVAPS					•	•	•	•
Уровень давления, см H ₂ O	4-20	4-20	4-20	4-25	4-25	4-25	4-30	4-30
Сенсорный дисплей	3,5"	3,5"	3,5"	5"	5"	5"	5"	5"
Циклов дыхания в минуту 5-30 (BMP)	•	•	•	•	•	•	•	•
Дыхательный объем 50-1500 мл	•	•	•	•	•	•	•	•
Время выхода давления на заданный уровень 0-60 мин	•	•	•	•	•	•	•	•
Входное напряжение источника питания 100-240 В	•	•	•	•	•	•	•	•
Входная мощность 100 вА	•	•	•	•	•	•	•	•