

Концентраторы кислорода Longfan, Китай



	JAY-5A	JAY-10 с 1-м выходом	JAY-10 с 2-мя выходами
Производительность, л/мин	0-5	0-10	0-10
Концентрация кислорода 93% (±3%)	•	•	•
Давление на выходе 0,04-0,07 МПа	•	•	•
Уровень шума ≤ 50 дБ	•	•	•
Вес, кг	16	27	27
LCD экран	•	•	•
Оповещение: сбой питания, низкое-высокое давление	•	•	•
Количество увлажнителей	1	1	2
Небулайзер встроенный	○	○	○
Уровень концентрации кислорода	○	○	○

○ - опция