

Лапароскопия (стандартный набор)

№	Артикул	Товар	Кол-во	Ед.
1	11.0031a.D	Широкоугольная оптика ENDOLUX II, передне-бокового видения 0°, дистальное и проксимальное стекло - «сапфир», с расширенным полем зрения, диам. 10 мм, длина 34,4 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, корпус - нержавеющая сталь. Совместима с системой STORZ	1	шт
2	11.0043a.D	Широкоугольная оптика ENDOLUX II, передне-бокового видения 30°, дистальное и проксимальное стекло - «сапфир», с расширенным полем зрения, диам. 10 мм, длина 34,4 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, корпус - нержавеющая сталь. Совместима с системой STORZ	1	шт
3	VER02098/120.D	игла Вереща 2,00 x 120 хромированная	1	шт
4	AUB05592A.D	Троакар 5,5 мм с автоматическим клапаном и краном,	1	шт
5	AUB11092A.D	Троакар 11 мм с автоматическим клапаном и краном,	1	шт
6	TRO05597.D	Стилет пирамидальный 5,5 мм	1	шт
7	TRO11097.D	Стилет пирамидальный 11 мм	1	шт
8	SSM05099.D	рукоятка со скользящей заслонкой и коннектором для трубок	1	шт
9	SSM05092.D	трубка отсоснопромывная 10 мм для рукоятки со скользящей заслонкой	1	шт
10	SSM05091.D	трубка отсоснопромывная 5 мм для рукоятки со скользящей заслонкой	1	шт
11	MOG05095.D	электрод шпатель	1	шт
12	MOG05096.D	электрод крючок 90°	1	шт
13	MOG05097.D	электрод крючок круглый	1	шт
14	MOG05098.D	электрод кнопочный	1	шт
15	APL05099.D	апликатор для эндолигатур 5-4 мм	1	шт
16	TAS05099/330.D	зонд пальпационный 330 мм градуированный	1	шт
17	KNF04099/330.D	толкатель узла с петлей	1	шт
18	KNF04599.D	инструмент для низведения узла	1	шт
19	NHH02198.D	Инструмент для ушивания фасций Ø 2,3 x 140 mm	1	шт
20	LEF10099.D	ретрактор печеночный 5-лепестковый	1	шт
21	36-056-101.D	ножницы по METZENBAUM изогнутые 5MM 33CM	1	шт
22	36-051-101.D	Ножницы крючковидные прямой; Ø 5 MM; L: 33 CM	1	шт
23	36-063-101.D	щипцы биопсийные 5MM 33CM	1	шт
24	36-066-103.D	Щипцы захватывающие мелкая насечка 33 CM	1	шт
25	36-072-101.D	щипцы препаровочные изогнутый 5MM 33CM	1	шт
26	36-242-103.D	Зажим Дебейки; Ø 5MM, L: 33CM	1	шт
27	36-075-103.D	Щипцы захватывающие 5MM 33CM	1	шт
28	36-083-103.D	щипцы когтистые 2X3 зуба 5MM 33CM	1	шт
29	36-180-201.D	Ложка FORCEPS большой 10MM	1	шт
30	36-179-203.D	щипцы когтистые 2X3 зуба	1	шт
31	36-123-203.D	ВАВСОК Щипцы захватывающие DEB.10MM	1	шт
32	36-201-107.D	иглодержатель TC 8MM	1	шт
33	28-100-870.D	клипсоапликатор F. ETHICON LT300	1	шт
34	RBH05099/330.D	щетка чистящая 15x5 mm, длина 330 mm	1	шт
35	RBH10099/330.D	щетка чистящая 15x10 mm, длина 330 mm	1	шт
36	824 10001.D	POWERGRIP инструмент биполярный, кольцевидная рукоятка, Flat-Plug	2	шт
37	824 10034.D	POWERGRIP трубка для инструмента биполярного, 34 cm	2	шт
38	824 00019.D	POWERGRIP рабочая вставка для инструмента биполярного Dissector Maryland	1	шт
39	824 00011.D	POWERGRIP рабочая вставка для инструмента биполярного Forceps delicate curved	1	шт
40	824 00018.D	POWERGRIP рабочая вставка для инструмента биполярного Scissors Metzenbaum curved w/TC-Blade	1	шт
41	824 00014.D	POWERGRIP рабочая вставка для инструмента биполярного Micro France serrated	1	шт
42		Источник света Xenon 180	1	шт
43		световод волоконнооптический 4,8X2300	1	шт
44		эндовидеокамера 1/2" Chip	1	шт
45		Инсуффлятор	1	шт
46		Аквапурратор (аспиратор- ирригатор) насос жидкостной	1	шт
47		Стойка приборная	1	шт
48		Видеомонитор цветной 19" ЖК	1	шт