

Ларингоскопы Heine, Германия

ЛАРИНГОСКОПЫ

	Classic + Macintosh F.O.	Classic + Miller F.O.	Classic + WIS F.O.	Classic + Paed	FlexTip Macintosh F.O.	XP Macintosh	XP Miller
Размер 00		•					
Размер 0	•	•		•			•
Размер 1	•	•	•	•		•	
Размер 2	•	•	•			•	•
Размер 3	•	•	•		•	•	
Размер 3m	•						
Размер 4	•	•			•	•	•
Размер 5	•						
Нержавеющая сталь	•	•	•	•	•		
Поликарбонат/акрил						•	•
Диаметр Ф.О. пучка, мм	4,3	3,7	3,7	3,6	4,3		
Многоразовые	•	•	•	•	•		
Одноразовые						•	•
Стерилизация без разборки	•	•	•	•			

