

# Модульные мониторы Dixon, Россия



## МОДУЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА



	DS1	DS2	DS3	DS5	DS7
Модульный			•	•	•
Носимый	•				
Дисплей	2,4"	7"	10,4"	12,1"	15"
Сенсорный			•	•	•
Стандартные 5 параметров			•	•	•
ЭКГ в 12 отведениях		○	○	○	○
Анализ аритмий, ST-сегмента по всем отведениям		○	•	•	•
Каналы ИАД			○	○	○
Капнометрия (основной, боковой, микропоток)		○	○	○	○
SpO <sub>2</sub> , плетизмограмма, ЧП	•	•	•	•	•
ЭКГ	○	○	•	•	•
Температура		○	•	•	•
Расчет доз препаратов			•	•	•
Nellcor/Masimo SpO <sub>2</sub>	○	○	○	○	○
Сердечный выброс			○	○	○
Неинвазивная ИКГ			○	○	○
Количество слотов			2	2	2
Мультигазовый блок		○	○	○	○
Нервно-мышечная передача			○	○	○
ЭЭГ			○	○	○
Модуль глубины анестезии (биспектральный индекс)			○	○	○
Модуль насыщения венозной крови кислородом			○	○	○
Возможность подключения к ЦСМ		○	○	○	○
USB, Ethernet, 12В DC	•	•	•	•	•
Встроенный принтер		○	○	○	○
Встроенная ручка		•	•	•	•
Встроенная батарея	•	•	•	•	•

○ - опция



	Storm D8
Дисплей	17"
Разрешение дисплея 1280 × 1024	•
Сенсорный дисплей	•
Слот модуля основных 5-ти параметров	•
Модуль основных параметров с ИАД, 12 ЭКГ, Nellcor SpO <sub>2</sub>	•
Количество дополнительных слотов	4
Модули дополнительных параметров мониторинга: Модуль ИКГ + Masimo + Nellcor SpO <sub>2</sub> + SpCO + или SpMetHb + Сердечный выброс + Модуль ИАД + Мультигаз + Модуль измерения глубины анестезии + Модуль капнографии + Механика дыхания	○
USB разъемы	6
DVI и VGA видеовыходы	•
Аналоговый выход (ЭКГ или ИАД) опция	•
SD карта памяти	•
Термопринтер	○
Количество каналов: 3	○
Режимы записи: в момент измерений, периодическая запись, запись тревог	○

○ - опция