

# Мониторы пациента GE Healthcare, США

## МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА



	B105	B125	Carescape B450	Carescape B650	Carescape B850
Сенсорный дисплей	•	•	•	•	•
Диагональ, дюймов	10,1	12	12	15	15/19
SpO <sub>2</sub>	•	•	•	•	•
2 канала температуры	•	•	•	•	•
Максимальное число отображений	6	6	6	14	14
Определение пейсмейкера	•	•	•	•	•
Анализ аритмий, ST-сегмента по всем отведениям	○	○	○	○	○
Анализ ЭКГ по 12 отведениям			•	•	•
72 ч. трендов			•	•	•
168 ч. трендов	•	•			
Стандартные 5 параметров	•	•	•	•	•
ИАД	○	○	○	○	○
Сердечный выброс	○	○	○	○	○
Капнометрия	○	○	○	○	○
Мультигаз	○	○	○	○	○
Количество дополнительных слотов	2	2	1	2	5/7
Объединение в ЦС мониторинга	•	•	•	•	•
Встроенное крепление на кровать	•	•	•	•	•
Ручка для переноски	•	•	•	•	•
Встроенный принтер	○	○	○	○	○
USB, Ethernet, 12B DC	•	•	•	•	•
VGA, синхронизация с дефибриллятором	•	•	•	•	•

○ - опция