

Отоскопы Heine, Германия



	BETA 400 F.O.	BETA 200 F.O.	K180 F.O.	mini 3000 F.O.	BETA 100	K100	mini 3000
Материал корпуса	металл	металл	поликарбонат	поликарбонат	металл	поликарбонат	поликарбонат
Смотровое окно	стекло	стекло	акрил	акрил	стекло	акрил	акрил
Увеличение	4,2x	3x	3x	3x	3x	3x	3x
Освещение	F.O./XHL/LED	F.O./XHL/LED	F.O./LED	F.O./XHL/LED	Прямое XHL	Прямое XHL	Прямое XHL
Размер инструмента	Professional	Professional	Professional	Compact	Professional	Professional	Compact
Тип рукоятки/ источник питания	Перезаряжаемая рукоятка с USB-зарядкой			Батареечная рукоятка, перезаряжаемая рукоятка с настольным зарядным блоком	Перезаряжаемая рукоятка с USB-зарядкой		
	EN200/EN200-1				EN200/EN200-1		
Ушные воронки	Многоразовые воронки, одноразовые воронки AllSpec			Многоразовые воронки, одноразовые воронки AllSpec			
				Одноразовые воронки UniSpec			
Проверка подвижности барабанной перепонки давлением	Инсуффляционный порт		Инсуффляционный порт	Инсуффляционный коннектор	Инсуффляционный порт		-

