

## Кислородные палатки Dixon, Россия



	YZ-130	YZ-160	YZ-200	YZ-300
Палатка для проведения кислородной терапии новорожденным	•	•	•	•
Габариты	диаметр 165 мм, высота 141 мм	диаметр 205 мм, высота 171 мм	диаметр 255 мм, высота 211 мм	длина 310 мм, высота 174 мм
Прозрачные стенки	•	•	•	•
Регулятор концентрации кислорода	•	•	•	•
Съемная крышка для доступа к младенцу	•	•	•	
Открывающиеся окна с двух сторон				•
Порт для подключения кислородной трубки	•	•	•	•