

## Видеопроцессоры



## ВИДЕОПРОЦЕССОРЫ И ИСТОЧНИК СВЕТА

	EPK-3000	EPK-3000	EPK-i5000	EPK-i7010
Доступный уровень	•	•		
Экспертный уровень			•	•
HD-качество изображения	•	•		
HD+ качество изображения			•	•
TwinMode				•
i-scan (виртуальная хромоскопия) SE, TE, CE		•	•	•
i-scan OE (оптическое усиление)				•
Ксеноновая лампа	150 Вт	150 Вт	300 Вт	300 Вт
Функция заморозки и захвата изображения	•	•	•	•
HD-видеовыходы	DVI-D	DVI-D	SXGA (DVI-D)	1080i (HD-SDI), DVI-D, SXGA (DVI-D)
SD-видеовыходы	RGB, Y/C, композитный	RGB, Y/C, композитный	RGB, VGA, Y/C, композитный	RGB, Y/C, композитный
Совместимые эндоскопы, серии	90K, J10, K10	90K, J10, K10	90K, K10, J10, 90i, i10	90K, K10, J10, 90i, i10
Интерфейс для внешних устройств				USB, RJ45
Клавиатура	•	•	•	•
Сенсорный экран				•
Цифровое увеличение	•	•		•

## Источник света

### LH-150PC



	LH-150PC
Тип лампы	Галоген
Выходная мощность	150 Вт
Тип насоса	электромагнитный, вибрационный
Давление воздуха при нулевом потоке, кПа	41 - 62
Стандартный поток подачи воздуха на входе в бутылку с водой, л/мин	3,2 - 8,0
<b>Система подачи воды:</b>	
Способ подачи	сжатие под действием воздушного насоса
Объем бутылки, см <sup>3</sup>	200

## Медицинская стойка

### Classic Cart



	Classic Cart
Размещение видеопроцессора	•
Размещение медицинского отсоса	•
Размещение видеоэндоскопов	•
Полки с регулируемой высотой	4
Мах нагрузка на каждую полку, кг	50
Мах нагрузка на конструкцию, кг	150
Выдвижная полка под клавиатуру	•
Выдвижные ящики	•
Закрывающиеся дверцы	•
Держатель для ЖК-монитора	•
Движущиеся колеса с фиксацией	•
Изолирующий трансформатор	•
Розетка на 8 выходов	•

## Медицинские мониторы



	Radiance Ultra	EndoVue Monitor 24"	EndoVue Monitor 32"
Диагональ, дюймы	27	24,1	31,5
Светодиодная подсветка	•	•	•
Яркость, кд/м <sup>2</sup>	900	300	400
Калибровка света	•	•	•
Стабилизация подсветки	•	•	•
Бесшовная передняя лицевая панель из защитного стекла	•	•	•
Устанавливается на подставки и держатели для мониторов	•	•	•

## Тестер герметичности SHA-P5



Тестер герметичности Pentax SHA-P5 применяется для проверки на дефекты внутренних каналов эндоскопа. Представляет собой механическое устройство с грушей для накачки давления, манометром и шлангом с коннектором для подключения к эндоскопу. Совместим со всеми эндоскопами Pentax.

## Медицинские мониторы Pentax, Япония



### ГИБКАЯ ЭНДОСКОПИЯ МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОР



	Radiance Ultra	EndoVue Monitor 24"	EndoVue Monitor 32"
Диагональ, дюймы	27	24,1	31,5
Светодиодная подсветка	•	•	•
Яркость, кд/м <sup>2</sup>	900	300	400
Калибровка света	•	•	•
Стабилизация подсветки	•	•	•
Бесшовная передняя лицевая панель из защитного стекла	•	•	•
Устанавливается на подставки и держатели для 26" мониторов	•	•	•