

Фетальные мониторы PHILIPS, Нидерланды

ГИНЕКОЛОГИЯ, АКУШЕРСТВО
И НЕОНАТОЛОГИЯ

ФЕТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ



	FM-20
Антеральный	•
Интеральный	
ЧСС плода	•
Мониторинг двойни	○
Мониторинг тройни	○
ЭКГ плода	
ЭКГ матери	•
НИАД матери	○
SpO ₂ матери	
Сократительная активность матки	•
Нестрессовый тест	•
Встроенный термопринтер	•
Мобильность	•
Аккумулятор	•

○- опция

Фетальные мониторы GE HEALTHCARE, США



	Corometrics 171	Corometrics 172
ЧСС одного плода	•	•
ЧСС двух плодов		•
Сократительная активность матки, токометрия, наружная регистрация сократительной активности	•	•
Регистрация движения плода	•	•