

# Анализаторы газов крови, кислотно-щелочного состояния и электролитов Edan, Германия и Nova Biomedical, США

## ЛАБОРАТОРИЯ АНАЛИЗАТОРЫ ГАЗОВ КРОВИ



	i15 Edan	Stat Profile pHox Ultra Nova Biomedical
Портативный	•	
Проба: цельная кровь, сыворотка/плазма, смешанная венозная, капиллярная	•	•
Объем пробы, мкл	140	210
Параметры:		
- pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , Cl <sup>-</sup> , Ca <sup>++</sup> , Hct, Glu, Lac, SO <sub>2</sub> %, Hb	•	•
- Mg <sup>++</sup> , Urea/BUN, Creat, O <sub>2</sub> Hb, Hb, COHb, MetHb, tBil		•
Сенсорный цветной ЖК-дисплей	•	•
Время измерения одной пробы, сек	70	120
Автоматическая калибровка	•	•
Сканер штрих-кода	•	•
Встроенный термопринтер	•	•