

## Фиброназофаринголарингоскопы



|  | FNL-7RP3 | FNL-10RP3 | FNL-10RBS |
|--|----------|-----------|-----------|
| Диаметр вводимой трубки, мм                | 2,4      | 3,5       | 3,5       |
| Длина рабочей части, мм                    | 300      | 300       | 300       |
| Общая длина, мм                            | 533      | 533       | 570       |
| Поле зрения, град                          | 75°      | 75°       | 85°       |
| Глубина резкости, мм                       | 3-50     | 3-50      | 3-50      |
| <b>Изгиб дистального конца:</b>            |          |           |           |
| - вверх                                    | 130°     | 130°      | 130°      |
| - вниз                                     | 130°     | 130°      | 130°      |
| Портативный со встроенным источником света |          |           | •         |
| Тонкий                                     | •        |           |           |
| Стандартный                                | •        |           | •         |
| Терапевтический                            |          |           | •         |