

Настольные стерилизаторы Hanshin Medical, Южная Корея



СТЕРИЛИЗАЦИЯ СТЕРИЛИЗАТОРЫ



Вакуумная сушка	•	•	•	•	•	•
Класс стерилизации	B	S	B	S	S	S
Объем камеры, л	21	21	41	41	60	60
Размер камеры, шхгхв, мм	225×425×225		300×450×300		Ø 340×Д720	Ø 340×Д720
Горизонтальная загрузка	•	•	•	•		•
Вертикальная загрузка					•	
Настольный	•	•	•	•		
Напольный					•	•
Для хирургии	•	•	•	•	•	•
Для эндоскопии	•	•	•	•	•	•
Габариты, шхгхв, мм	513×625×442		615×757×505		540×645× 970	632×955× 1255

Автономные стерилизаторы Hanshin Medical, Южная Корея



	HS-4085 S	HS-5020 S	HS-5025 S	HS-5025 D	HS-5035 S	HS-5035 D
Объем камеры, л	85	196	250	250	350	350
Проходной тип					•	•
Непроходной	•	•	•	•		
Размер камеры, мм	Ø 400× Д680	Ø 500× Д1000	Ш 500× Г 1000× В 500	Ш 500× Г 1000× В 700	Ш 500× Г 1000× В 700	Ш 500× Г 1000× В 700

Кассетные стерилизаторы SciCan, Канада



	Statim 2000S	Statim 5000S	Statim 2000G4	Statim 5000G4
Стерилизация паром	•	•	•	•
Класс стерилизации	S	S	S	S
Рабочая температура, °C	121-134	121-134	121-134	121-134
Объем камеры, л	1,8	5,1	1,8	5,1
Кассетные	•	•	•	•
Размер кассеты, шхгхв, мм	280×180×35	380×180×75	280×180×35	380×180×75
Габариты, шхгхв, мм	485×415×150	550×475×190	485×415×150	550×475×190
ЖК-монохромный дисплей	•	•		
ЖК-сенсорный дисплей			•	•
Сетевое подключение			•	•