

Электрокардиографы VTL, Великобритания

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ

L-серия



	08 LC Plus	08 LC	08 LT Plus	08 LT
Количество каналов	12	12	12	12
Цветной сенсорный экран	8,4"	8,4"	5,7"	5,7"
Проведение стресс-теста	○	○	○	○
Спирометрия	○	○	○	○
Интерпретация	○	○	○	○
Подключение к ПК	○	○	○	○
Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная клавиатура	•	•	•	•
Формат бумаги для печати	A4	A5	A4	A5
Определение кардиостимулятора	•	•	•	•
Индикация контакта каждого электрода	•	•	•	•
Диапазон измерения ЧСС 30-300 уд/мин	•	•	•	•

○ - опция

M-серия



	08 MT Plus
Количество каналов	3, 6, 12
Цветной сенсорный экран	5,7"
Проведение стресс-теста	○
Интерпретация	○
Подключение к ПК	○
Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная клавиатура	•
Формат бумаги для печати	A4
Определение кардиостимулятора	•
Индикация контакта каждого электрода	•
Диапазон измерения ЧСС 30-300 уд/мин	•

○ - опция

S-серия



	08 SD6	08 SD3	08 SD1
Количество каналов	6	3	1
Графический дисплей	•	•	•
Проведение стресс-теста	○	○	
Интерпретация	○	○	
Подключение к ПК	○	○	
Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная клавиатура	•	•	•
Ширина бумаги для печати, мм	58	58	58
Определение кардиостимулятора	•	•	•
Индикация контакта каждого электрода	•	•	•
Диапазон измерения ЧСС 30-300 уд/мин	•	•	•

○ - опция