

Суточный монитор АД BTL, Великобритания

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АД



	CARDIOPOINT-ABPM
Продолжительность измерения артериального давления, часов	24, 27, 48, 51
Осциллометрический метод «ступенчатого выкачивания»	•
Бесшумная работа	•
Большой ЖК-дисплей	•
Объем памяти	600 измерений
Точность	±3 мм рт. ст./2% от измеряемой величины
Манжеты малого, стандартного и большого размера	•
Автоматическая интерпретация АД в соответствии с АНА, NICE И NHFA	•

Суточный монитор АД GE Healthcare, США



	Tonoport V
Продолжительность измерения артериального давления, часов	24, 48
Осциллометрический метод «ступенчатого выкачивания»	•
Настройки ночного и дневного режимов измерений	•
Большой ЖК-дисплей	•
Объем памяти	200 измерений
Точность	±3 мм рт. ст./2% от измеряемой величины
Манжеты малого, стандартного и большого размера	•
Автоматическая интерпретация АД в виде заключений, графиков, трендов, таблиц, диаграмм, текстовой информации	•