

КОАГУЛОМЕТРЫ

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



	Realite 1201	Realite 1202	Realite 1204
Количество измерительных каналов	1	2	4
Объем пробы 50 – 200 мкл	■	■	■
Объем реагента 50 – 100 мкл	■	■	■
Количество позиций для инкубации реагентов	2	3	5
Количество позиций для инкубации проб	4	6	16
Результаты в секундах, %, INR, g/l, mg/dL	■	■	■
Вывод результатов на дисплей/на принтер	■	■	■