

Дефибрилляторы PHILIPS, США

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ



	HeartStart FRx	Efficia DFM100
Дефибриллятор-монитор		•
Бифазный	•	•
Автоматический режим дефибрилляции	•	•
Выбор уровня разряда вручную		•
Дисплей		7"
Вес, кг	1,5	5,7
Энергия разряда, Дж	150	200
Время набора энергии, с	8	6
3/5 отведений ЭКГ		○
Кардиосинхронизация		○
SpO2		○
НИАД опция		○
Водитель ритма		○
Капнография		○
Встроенный терморинтер		○

○- опция