

Аппараты холтеровского мониторинга BTL, Великобритания

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АППАРАТЫ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ



	CardioPoint-Holter H100	CardioPoint-Holter H300	CardioPoint-Holter H600
Количество каналов	3	3, 7	3, 7, 12
Время записи	1-2 дня	1-7 дней	1-7 дней (3, 7 каналов) 1-4 дня (12 каналов)
ЖК-экран	•	•	•
Обнаружение кардиостимулятора	•	•	•
Автоматический запуск записи	•	•	•
Встроенный микрофон	•	•	•
Диагностическое ПО BTL CardioPoint	•	•	•
Проверка качества сигнала:			
USB	•	•	•
SD карта	•	•	•
Bluetooth		•	•

Аппарат холтеровского мониторинга GE Healthcare, США



	CARDIO DAY HOLTER
Количество каналов	2, 3, 12
Канал трансторакального импеданса	•
Время записи	1-7 дней
ЖК-экран	•
Обнаружение кардиостимулятора	•
Частотный и спектральный анализ	•
Детекция трепетаний и мерцания предсердий	•
Анализ поздних потенциалов	•
Контроль качества наложения электродов	•
Контроль регистрируемого сигнала	•
Диагностическое ПО Cardio Day	•
Память – SD карта	•