

## ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ БЛОКИ

## НЕОНАТОЛОГИЯ



	BabyGuard 1132	BabyGuard 1133	BabyGuard 1134
Источник света: светодиоды		■	■
Диапазон излучения синего света 430 - 470 нм		■	■
Диапазон излучения желтого света 585 – 595 нм			■
Источник света: флуоресцентные лампы	■		
Лампы дневного света: не менее 2 шт.	■		
Лампы синего света: не менее 4 шт.	■		
Изменение угла лампового модуля	■	■	■
Регулируемая по высоте стойка	■	■	■
Таймер	■	■	■

## ЛУЧИСТОЕ ТЕПЛО



	BabyGuard 1135
10 тепловых режимов	■
Рабочий диапазон температуры от 20° до 38°	■
Изменение высоты стойки	■
Изменение угла осветительного блока	■
Устойчивое П-образное основание	■
Колеса с блокировкой	■