

Ультразвуковые мойки SonoSwiss, Швейцария



	SW 1H	SW 3H	SW 6H	SW 12H	SW 30H	SW 45H	SW 90H
Объем, л	0,8	2,75	5,75	12,75	28	45	90
Внутренние размеры, мм	190x85x60	235x134x97	298x150x150	297x238x200	500x298x200	500x300x200	600x500x320
Частота, кГц	37						
Мощность, Вт	90	280	550	1000	1500	2000	2800
Корзина, мм	172x60x30	191x95x50	246x106x75	240x181x120	443x238x120	455x265x195	550x465x190
Диапазон рабочих температур, °С	от 30° до 80° с шагом 5°С						