

Тонометры Icare Finland Oy, Финляндия



ОФТАЛЬМОЛОГИЯ ТОНОМЕТРЫ



	Icare ic200	Icare ic100	Icare Home
Метод измерений	Отскоковая точечная тонометрия		
Диапазон измерений, мм рт. ст.	7 – 50	7 – 50	5 – 50
Без анестезии	•	•	•
Проведение измерений	Сидя, стоя, лежа	Сидя, стоя	Сидя, стоя
Сохранение данных предыдущих измерений	1000	10	1000
Световой индикатор правильного положения	•	•	•
Звуковые подсказки	•	•	•
Термопринтер	○		
Кейс/чехол	Металлический	Металлический	Мягкий
Одноразовые наконечники в комплекте	100 шт	100 шт	10 шт
Подключение к ПК	•		•

○- опция