

## Торакоскопия ( стандартный набор)

№	Артикул	Товар	Кол-во	Ед.
1	11.0031a.D	Широкоугольная оптика ENDOLUX II, передне-бокового видения 0°, дистальное и проксимальное стекло - «сапфир», с расширенным полем зрения, диам. 10 мм, длина 34,4 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, корпус - нержавеющая сталь. Совместима с системой STORZ.	1	шт
2	11.0043a.D	Широкоугольная оптика ENDOLUX II, передне-бокового видения 30°, дистальное и проксимальное стекло - «сапфир», с расширенным полем зрения, диам. 10 мм, длина 34,4 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, корпус - нержавеющая сталь. Совместима с системой STORZ.	1	шт
3	MOG05095.D	электрод шпатель	1	шт
4	MOG05096.D	электрод крючок 90°	1	шт
5	MOG05097.D	электрод крючок круглый	1	шт
6	MOG05098.D	электрод кнопочный	1	шт
7	TAS05099/330.D	зонд пальпационный 330 мм градуированный	1	шт
8	KNF04099/330.D	толкатель узла с петлей	1	шт
9	KNF04599.D	инструмент для низведения узла	1	шт
10	36-056-101.D	ножницы по METZENBAUM изогнутые 5MM 33CM	1	шт
11	36-051-101.D	Ножницы крючковидные прямой; Ø 5 MM; L: 33 CM	1	шт
12	36-063-101.D	щипцы биопсийные 5MM 33CM	1	шт
13	36-066-103.D	Щипцы захватывающие мелкая насечка 33 CM	1	шт
14	36-072-101.D	щипцы препаровочные изогнутый 5MM 33CM	1	шт
15	36-242-103.D	Зажим Дебейки; Ø 5MM, L: 33CM	1	шт
16	36-075-103.D	Щипцы захватывающие 5MM 33CM	1	шт
17	36-201-107.D	иглодержатель TC 8MM	1	шт
18	28-100-870.D	клипсоапликатор F. ETHICON LT300	1	шт
19	RBH05099/330.	щетка чистящая 15x5 mm, длина 330 mm	1	шт
20	RBH10099/330.	щетка чистящая 15x10 mm, длина 330 mm	1	шт
21	824 10001.D	POWERGRIP инструмент биполярный, кольцевидная рукоятка, Flat-Plug	2	шт
22	824 10034.D	POWERGRIP трубка для инструмента биполярного, 34 cm	2	шт
23	824 00019.D	POWERGRIP рабочая вставка для инструмента биполярного Dissector Maryland	1	шт
24	824 00011.D	POWERGRIP рабочая вставка для инструмента биполярного Forceps delicate curved	1	шт
25	824 00018.D	POWERGRIP рабочая вставка для инструмента биполярного Scissors Metzenbaum curved w/TC-Blade	1	шт
26	824 00014.D	POWERGRIP рабочая вставка для инструмента биполярного Micro France serrated	1	шт
27	THS05099/98.D	гильза жесткая троакара торакального 6 / 50 mm с obturatorом	1	шт
28	THS11099/98.D	гильза жесткая троакара торакального 11 / 50 mm с obturatorом	1	шт
29	THF06099/97.D	гильза троакара торакального гибкая 6 / 100 mm с obturatorом	1	шт
30	THF11098/96.D	гильза троакара торакального гибкая 11 / 70 mm с obturatorом	1	шт
31	MOG05080.D	электрод крючок 90° 30° изогнутый	1	шт
32	MOG05081.D	электрод шпатель 30° изогнутый	1	шт
33	MOG05082.D	электрод кнопочный 30° изогнутый 5mm, 30°	1	шт
34	SCS05090/81.D	трубка отсосная, изогнутая 30° со скользящим клапаном, заменяемая рабочая часть	1	шт
35	38-056-101.D	ножницы препаровочные изогнутые 5MM 33CM изогнутый	1	шт
36	38-066-107.D	Щипцы захватывающие мелкая насечка изогнутый	1	шт
37	38-242-107.D	Щипцы захватывающие DEBAKEY DEBAKEY изогнутый	1	шт
38	38-198-107.D	ENDO graspler SINGLE DEBAKEY	1	шт
39	38-245-207.D	SATINSKY изогнутый graspler Ø 10 MM 33 CM	1	шт
40	38-250-207.D	LUNG graspler малый COLLAPSIBLE JAW	1	шт
41	38-231-205.D	LUNG PAL. FCPS 50MM 10MM	1	шт
42		Источник света Xenon 180	1	шт
43		световод волоконнооптический 4,8X2300	1	шт
44		эндовидеокамера 1/2" Chip	1	шт
45		Насос жидкостной мембранного типа	1	шт
46		Видеомонитор цветной 19" ЖК	1	шт
47		Стойка приборная	1	шт