

Технические характеристики термостатов суховоздушных, Memmert (Германия)

12.11.2010

Однородность распределения температуры в термостатах суховоздушных, Memmert (Германия)

Серия	INB	INE, IFE	INP, IFP
Дискретность задания температуры	0,5 °C	0,1 °C	
Отклонение температуры во времени (при 37 °C)	± 0,2 °C	± 0,05 °C	± 0,05 °C

Технические характеристики термостатов суховоздушных, Memmert (Германия)

Серии	INB		INE, IFE		INP, IFP		
	INE	INP	INE, IFE	INP, IFP			
Модельные размеры	200	300	400	500	550	700	800
Объем камеры	32 л	39 л	53 л	108 л	153 л	416 л	749 л
К-во полок в комплекте	1	1	2	2	2	2	2
Макс. к-во полок	3	3	4	5	7	9	14
Диапазон температур	от комнатной + 5 °C до 70 °C						
Размеры камеры							
Ширина, мм	400	480	400	560	480	800	1040
Глубина, мм	250	250	330	400	500	500	600
Высоты, мм	320	320	400	480	640	640	1200
Габариты							
Ширина, мм	550	630	550	710	630	1190	1190
Глубина, мм	400	400	480	550	650	650	650

Высоты, мм	600	600	680	760	920	1080	1650
Мощность (при нагреве)	440 Вт	500 Вт	800 Вт	900 Вт	1100 Вт	1800 Вт	2000 Вт
Масса	28 кг	30 кг	35 кг	50 кг	84 кг	121 кг	170 кг