

Технические характеристики термостатов Memmert (Германия)

23.07.2014

Характеристики									
Индекс модели	30	55	75	110	160	260	450	750	
Объем камеры, л	32	53	74	108	161	256	449	749	
Конструкция	Нагревательные элементы расположены с четырех сторон								
Диапазон рабочих температур	от 5 °С выше комнатной при естественной конвекции от 10 °С выше комнатной при принудительной конвекции до 300 °С для сухожаровых шкафов до 250 °С для стерилизаторов до 80 °С для инкубаторов (стерилизация камеры при 160 °С для TwinDISPLAY)								
Макс. к-во полок	3	4	6	5	8	9	8	14	
Станд. к-во полок	1	1	2	2	2	2	2	2	
Макс. мощность, Вт	U/S	1600	2000	2500	2800	3200	3400	5800	7000
	I	800	1000	1250	1400	1600	1700	1800	2000
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220/380	220/380	