



Номер	Название	Описание	Артикул	Кол-во	Себестоймость за единицу в долларах	Итоговая стоимость	фото
77	Тубус	Операционный тубус, для постоянной ирригации и пассивного оттока, для оптики диам.4 мм , рабочий канал 7Ch, внешний диаметр 8 мм, рабочая длина 193 мм, 30° непрерывная оболочка	HYD04098	1	\$ 500,77	\$ 500,77	
84	Рабочий элемент	Рабочий элемент гистерорезектоскопа, биполярный	86710001	2	\$ 1 258,58	\$ 2 517,16	
85	Тубус	Тубус резектоскопа, включая соединительные трубки для аспирации и ирригации, внешняя оболочка 27 Ch, наконечник с перфорацией	URD02798	1	\$ 264,52	\$ 264,52	
87	Тубус	Тубус резектоскопа, включая соединительные трубки для аспирации и ирригации, внешняя оболочка 24 Ch, вращающийся, с керамическим наконечником 30°	URD02797	1	\$ 260,29	\$ 260,29	
99	Тубус	Тубус, диагностический, для гистероскопии, внешний диам. 5 мм, рабочая длина 274 мм, 30°, для оптики диам. 4 мм	DID05098	1	\$ 192,50	\$ 192,50	
100	Тубус	Внутренний тубус гистероскопа постоянного потока для оптики 2,7 / 2,9 мм , 30°-300 мм, внешний диам. 4,5 мм, длина 229мм, рабочий канал 5Ch, высота 5,8 мм	241-013-300.D	2	\$ 264,69	\$ 529,39	
101	Тубус	Внешний тубус гистероскопа постоянного потока для оптики 2,7 мм и диам. 2,9 мм, 30°- 300 мм , рабочая длина 215 мм, высота 6,5 мм	241-014-300.D	2	\$ 258,02	\$ 516,05	
277	Тубус	Тубус, Резектоскопическая оболочка, 2 фиксированных крана, 24 Ch в комплекте со стандартным обтуратором	URB02498/99	1	\$ 1 430,00	\$ 1 430,00	

Номер	Название	Описание	Артикул	Кол-во	Прайсовая цена за единицу в долларах	Итоговая стоимость	фото
19	Оптика	Эндоскопы жесткие Dixon с принадлежностями, Широкоугольная оптика ENDOLUX II, передне-бокового видения 0°, 10x344 мм, нержавеющая сталь	886-0215	14	\$ 1 616,51	\$ 22 631,15	
76	Оптика	Эндоскопы жесткие Dixon с принадлежностями, с параллельным окуляром	886-0224	1	\$ 2 400,19	\$ 2 400,19	
88	Оптика	Эндоскопы жесткие Dixon с принадлежностями; Гистероскоп	886-0032	1	\$ 1 786,01	\$ 1 786,01	
89	Оптика	Оптика жесткая со стеклянными линзами	886-0035	1	\$ 1 990,78	\$ 1 990,78	
135	Оптика	Оптика жесткая со стеклянными линзами	886-0023	3	\$ 1 557,19	\$ 4 671,58	
152	Оптика	Оптика жесткая со стеклянными линзами	886-0022	1	\$ 1 791,69	\$ 1 791,69	
266	Оптика	Эндоскоп, 4 x 302 мм, угол обзора 30°, стандартный, автоклавируемый, HD	41.0057a.D	1	\$ 1 483,46	\$ 1 483,46	
1	Световод	Источник света медицинский Dixon: Кабель светопроводящий; Световод волоконнооптический 4,8 x 2300	892-0003	5	\$ 179,58	\$ 897,91	
2	Световод	Адаптер	896-0000	15	\$ 24,90	\$ 373,43	

3	Световод	Адаптер	896-0016	15	\$ 58,76	\$ 881,40	
4	Световод	Кабель светопроводящий; Световод волоконнооптический 3,5 x 2300	892-0002	6	\$ 173,29	\$ 1 039,74	
173	Световод	Кабель светопроводящий; Световод волоконнооптический 4,8 x 2300	05.00901	4	\$ 422,02	\$ 1 688,08	
174	Световод	Кабель светопроводящий; Световод волоконнооптический 4,8 x 3000 мм	892-0005	4	\$ 350,53	\$ 1 402,13	

Номер	Название	Описание	Артикул	Кол-во	Себестоимость за единицу в долларах	Итоговая стоимость	фото
13	Рукоятка	Рукоятка,используется с электродами для ВЧ хирургии длина 300 см	89218040	14	\$ 132,96		
58	Рукоятка	Рукоятка для инструмента биполярного	82460000	6	\$ 563,29	\$ 3 379,74	
59	Трубка	Трубка внешняя для биполярного инструмента	82460034	6	\$ 110,21	\$ 661,28	
60	Щипцы	Щипцы для захвата по KELLY	82408019	3	\$ 334,04	\$ 1 002,11	
63	Щипцы	Щипцы	82408010	3	\$ 334,04	\$ 1 002,11	
242	Щипцы	Щипцы	82408015	2	\$ 334,04		

252	Держатель	Моно- и биполярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов по ТУ 9444-010-41747567-2005. Держатель	ЕН330Е	3	\$	80,93			
253	Держатель	Моно- и биполярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов по ТУ 9444-010-41747567-2005. Держатель биполярных инструментов (пинцетов). Инструментальная часть	ЕН336	3	\$	140,69	\$	422,06	
254	Кабель	Моно- и биполярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов по ТУ 9444-010-41747567-2005. Кабель биполярных инструментов	ЕН348	3	\$	93,26	\$	279,79	

№	Наименование	Описание	Артикул	Кол-во	Прайсовая цена за единицу в долларах	Итоговая стоимость	Фотография
13	Рукоятка	Рукоятка,используется с электродами для ВЧ хирургии длина 300 см	89218040	14	\$ 132,96		
160	Рукоятка	Рукоятка для ирригации и аспирации	SCS05099	1	\$ 133,81	\$ 133,81	
229	Рукоятка	Пластиковая рукоятка без фиксатора	300-100-0084	2	\$ 132,26	\$ 264,52	
237	Рукоятка	Рукоятка для лапароскопического инструмента; пластиковая с отключаемой кремальерой	300-100-0085	1	\$ 172,95	\$ 172,95	

238	Рукоятка	Рукоятка для лапароскопического инструмента	300-100-0024	1	\$ 165,32	\$ 165,32	
58	Рукоятка	Рукоятка для инструмента биполярного	82460000	6	\$ 563,29	\$ 3 379,74	

Номер	Название	Описание	Артикул	Кол-во	Прайсовая цена за единицу в долларах	Итоговая стоимость	Насадка	Вставка	Рукоятка
41	Щипцы	Щипцы захватывающие универсальные с пластмассовой рукояткой с фиксатором, диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, обе бранши подвижны и зубчатые.	212-3305L-85	2	\$ 428,57	\$ 857,14			
42	Щипцы	Щипцы захватывающие универсальные с пластмассовой рукояткой с фиксатором, диаметр 5 мм, длина 360 мм с замком LUER, обе бранши подвижны, зубчатые	236-3605L-85	1	\$ 431,13	\$ 431,13			
43	Щипцы	Щипцы с пластмассовой рукояткой с фиксатором, диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, бранши изогнуты, обе бранши подвижны	266-3305L-85	2	\$ 428,57	\$ 857,14			
44	Щипцы	Щипцы с пластмассовой рукояткой с фиксатором, диаметр тубуса 5 мм, длина 360 мм с замком LUER, бранши изогнуты, обе бранши подвижны	266-3605L-85	1	\$ 431,13	\$ 431,13			
45	Щипцы	Щипцы для захвата с пластмассовой рукояткой с фиксатором, диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, бранши удлиненные, обе бранши подвижны	276-3305L-85	2	\$ 428,57	\$ 857,14			
46	Щипцы	Щипцы захватывающие универсальные с пластмассовой рукояткой с фиксатором, диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, с двумя длинными, изогнутыми и подвижными браншами	259-3605L-85	1	\$ 431,13	\$ 431,13			
47	Щипцы	Щипцы захватывающие универсальные с пластмассовой рукояткой с фиксатором, диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, одна бранша подвижна	219-3305L-85	2	\$ 428,57	\$ 857,14			
48	Щипцы	Щипцы захватывающие универсальные с пластмассовой рукояткой с фиксатором, диаметр 5 мм, длина 360 мм с замком LUER, одна бранша подвижна	219-3605L-85	1	\$ 431,13	\$ 431,13			



49	Щипцы	Щипцы захватывающие универсальные с пластмассовой рукояткой с фиксатором , диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, окончатые, обе бранши подвижны	213-3305L-85	2	\$ 428,57	\$ 857,14			
50	Щипцы	Щипцы захватывающие универсальные с пластмассовой рукояткой с фиксатором , диаметр тубуса 5 мм, длина 360 мм с замком LUER, окончатые,атравматические с 1-ой подвижной браншей	215-3605L-85	1	\$ 431,13	\$ 431,13			
51	Щипцы	Щипцы захватывающие универсальные с пластмассовой рукояткой с фиксатором , диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, окончатые, обе бранши подвижны	248-3305L-85	2	\$ 428,57	\$ 857,14			
52	Щипцы	Щипцы захватывающие универсальные с пластмассовой рукояткой с фиксатором , диаметр тубуса 5 мм, длина 360 мм с замком LUER, окончатые, обе бранши подвижны	248-3605L-85	1	\$ 431,13	\$ 431,13			
60	Щипцы	Щипцы для захвата по KELLY	82408019	3	\$ 334,04	\$ 1 002,11			
63	Щипцы	Щипцы для захвата	82408010	3	\$ 334,04	\$ 1 002,11			
64	Щипцы	Щипцы для ткани с пластмассовой рукояткой, диаметр тубуса 10 мм, длина 330 мм с замком LUER, обе бранши подвижны,окнчатые	648-3310L-25	3	\$ 474,36	\$ 1 423,07			
80	Щипцы	Щипцы; Захватывающие щипцы овальные с насечкой", 5 Fг. 41 см	26-00679	1	\$ 252,73	\$ 252,73			

81	Щипцы	Щипцы; щипцы для удаления инородного тела, гибкие 5 FR 40 см	26-00615.D	1	\$ 354,29	\$ 354,29			
119	Щипцы	Щипцы для захвата с пластмассовой рукояткой с фиксатором , острые, обе бранши подвижны , диам тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER	228-3305L-85	9	\$ 428,57	\$ 3 857,14			
120	Щипцы	Щипцы для захвата по KELLY с пластмассовой рукояткой без фиксатора, диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, обе бранши подвижны, изогнуты	266-3305L-84	12	\$ 387,88	\$ 4 654,57			
121	Щипцы	Щипцы для захвата с пластмассовой рукояткой без фиксатора ,диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER , обе бранши подвижны, изогнуты	212-3305L-84	11	\$ 387,88	\$ 4 266,69			
122	Щипцы	Щипцы для захвата с пластмассовой рукояткой без фиксатора , диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, обе бранши подвижны, окончатые	213-3305L-84	5	\$ 387,88	\$ 1 939,41			
123	Щипцы	Щипцы с пластмассовой рукояткой с фиксатором, диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, обе бранши подвижны	234-3305L-85	9	\$ 428,57	\$ 3 857,14			
124	Щипцы	Захватывающие щипцы с пластмассовой рукояткой с фиксатором , диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, обе бранши подвижны, загнуты относительно положения тубуса, окончатые	210-3305L-85	11	\$ 428,57	\$ 4 714,28			
127	Щипцы	Щипцы для захвата с пластмассовой рукояткой без фиксатора, окончатые, изогнутые, обе бранши подвижны, диаметр тубуса 5 мм длина 330 мм с замком LUER	234-3305L-84	1	\$ 387,88	\$ 387,88			
153	Щипцы	Щипцы для захвата с пластмассовой рукояткой с фиксатором, диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER , изогнутые, одна бранша подвижна, зубчатые	242-3305L-85	1	\$ 428,56	\$ 428,56			

154	Щипцы	Щипцы для захвата с пластмассовой рукояткой с фиксатором , диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, одна бранша подвижна	252-3305L-85	1	\$ 428,56	\$ 428,56			
155	Щипцы	Для захвата и диссекции с пластмассовой рукояткой без фиксатора, диаметр тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, обе бранши подвижны	212-3305L-20	1	\$ 410,77	\$ 410,77			
168	Щипцы	Выкусыватель усиленный, , бранши прямые, ширина разреза 3.4 мм, тубус загнут вверх градусов на 15, диаметр тубуса 4 мм	8204-31S	1	\$ 323,95	\$ 323,95			
169	Щипцы	Щипцы для биопсии, 22 см, 8 (1/2) "	KB326/22	2	\$ 179,06	\$ 358,12			
170	Щипцы	Биопсийные щипцы, 40 см, 15 (3/4) "	KB 356/40	1	\$ 189,96	\$ 189,96			
194	Щипцы	Щипцы с пластмассовой рукояткой без фиксатора, одна подвижная бранша, бранши окончатые, диам. Тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER	215-3305L-84	4	\$ 387,88	\$ 1 551,52			
222	Щипцы	Щипцы с пластмассовой рукояткой с фиксатором, обе бранши подвижны, бранши загнуты относительно тубусу, диам. Тубуса 10 мм, длина 330 мм с замком LUER,	616-3310L-85	1	\$ 448,93	\$ 448,93			
223	Щипцы	Щипцы, 10 mm, совместим с рукояткой 36-000-007	38-245-207	1	\$ 431,95	\$ 431,95			

224	Щипцы	Щипцы	38-232-201	1	\$ 499,51	\$ 499,51			
225	Щипцы	Разборные захватывающие щипцы по MANHES с металлической рукояткой с фиксатором, с одной подвижной браншей, бранши прямые, диам. Тубус 5 мм, длина 330 мм с замком LUER	231-3305L-25	1	\$ 454,01	\$ 454,01			
226	Щипцы	Легочные щипцы	38-250-207	1	\$ 483,28	\$ 483,28			
227	Тубус + щипцы	Тубус внешний с рабочей вставкой -щипцов для диссекции по KELLY, 180 mm , диаметр 3 mm	300-212-2103	1	\$ 226,37	\$ 226,37			
228	Тубус+ щипцы	Тубус внешний с рабочей вставкой -биопсийные щипцы, 210 mm, диаметр 3 mm	300-312-2103	1	\$ 226,37	\$ 226,37			
231	Щипцы	Щипцы диссекторные и захватывающие, с металлической рукояткой, аксиальной, без кремальеры, диам. Тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER	276-3305L-62	1	\$ 431,13	\$ 431,13			
232	Щипцы	Захватывающие щипцы, одна бранша подвижна, с пластмассовой рукояткой с фиксатором, диам. Тубуса 5мм, длина 330 мм с замком LUER	249-3305L-85	1	\$ 428,56	\$ 428,56			
233	Щипцы	Рабочая вставка-щипцы, для захватывания кишки	300-274-3305	1	\$ 190,76	\$ 190,76			

Номер	Название	Описание	Артикул	Кол-во	Прайсовая цена за единицу в долларах	Итоговая стоимость	фото
17	Электрод	Комплект хирургических электродов	500-000	13	\$ 171,39	\$ 2 228,10	
18	Электрод - шарик	Электрод-шарик короткий, прямой, с изолированным стержнем, неантипригарный, многоразового пользования	500-020	13	\$ 36,67	\$ 476,75	
66	Электрод	Электроды для монополярной коагуляции; Электрод крючок 90°	MOG05096	13	\$ 57,41	\$ 746,30	
67	Электрод	Электроды для монополярной коагуляции; Электрод крючок 90° (диаметр 5 мм, рабочая длина 450 мм)	MOG05095	3	\$ 57,41	\$ 172,22	
72	Электрод-Петля	Петля ВЧ, диаметр петли 100 мм, внутренний стержень, стержневая трубка диаметр 5 мм, длина 305 мм	520-110	1	\$ 331,71	\$ 331,71	

73	Электрод-Петля	Сменная одноразовая стерильная петля, диаметр 175 мм	520-118	3	\$ 650,62	\$ 1 951,87	
74	Электрод-Петля	Сменная одноразовая стерильная петля, диаметр 100 мм	520-117	3	\$ 561,09	\$ 1 683,28	
75	Электрод	ВЧ-игольчатый электрод	85902000	2	\$ 311,29	\$ 622,57	
78	Электрод	Электрод коагуляционный	85600100	1	\$ 155,73	\$ 155,73	
95	Электрод-Петля	Режущая петля для резектоскопии, биполярная. Большая петля под углом 90°	86700002	15	\$ 102,30	\$ 1 534,46	
96	Электрод-Петля	Режущая петля для резектоскопии, биполярная. Изогнутая, петля под углом 60°	86700004	10	\$ 102,30	\$ 1 022,97	
97	Электрод-Петля	Режущая петля для резектоскопии, биполярная. Прямая (под углов в 0°)	86700006	10	\$ 102,30	\$ 1 022,97	

98	Вапоризационный электрод	Коагуляционный электрод, биполярный для использования в резектоскопе	86700016	10	\$ 102,30	\$ 1 022,97	
129	Электрод	Электрод для коагуляции и диссекции	MOG05098	4	\$ 57,41	\$ 229,63	
161	Электрод	Электроды для монополярной коагуляции; Электрод крючок 90°	MOG05096.D	1	\$ 65,55	\$ 65,55	
162	Электрод	Электроды для монополярной коагуляции; Электрод крючок круглый	MOG05097	1	\$ 57,41	\$ 57,41	
239	Электрод	Электроды для резектоскопии	86700012	10	\$ 102,30	\$ 1 022,97	
274	Электрод	Электроды для монополярной коагуляции	MOG05098/450	1	\$ 74,09	\$ 74,09	

Номер	Название	Описание	Артикул	Кол-во	Прайсовая цена за единицу в долларах	Итоговая стоимость	фото
102	Масло	Масленка-капельная в виде цилиндра	24-00010	8	\$ 26,676	\$ 213,41	нет фото
132	Клипсы	Титановые клипсы LigaV, размер средне-большой, цвет зеленый, 6 шт. в кариридже, стерильный "Грена Лимитед", Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии	0301-01ML	60	\$ 6,552	\$ 393,12	
148	Щетка	Щетка чистящая, круглая, жесткая	24-00011	31	\$ 6,019	\$ 186,59	
151	Щетка	Щетка чистящая, круглая, жесткая для тубусов, рабочая длина 450 мм, диаметр 3 мм	RVH03099/450	6	\$ 49,530	\$ 297,18	
255	Прокладка	Прокладки (O-Ring-17 x 1,5 мм)	O-Ring-17 x 1,5 мм	400	\$ 2,379	\$ 951,60	
256	Прокладка	Прокладки	AUC11013	200	\$ 3,692	\$ 738,40	
257	Прокладка	Прокладки	AUC13008	200	\$ 5,408	\$ 1 081,60	
258	Прокладка	Прокладка	AUC05511	200	\$ 3,783	\$ 756,60	
272	Прокладка	O-Ring_5,5_25x15.D Кольцевая прокладка 5,5 мм, 25 x 1,5 мм*	O-Ring-5,5 x 2,5 мм	10	\$ 3,562	\$ 35,62	

93	Корзина	Корзина проволочная для чистки стерилизации и хранения двух оптик и одного световода, с крышкой	38021111	2	\$ 468,065	\$ 936,13	нет фото
94	Контейнер	Пенал для стерилизации и хранения электродов, петель, кюреток, ножей	8428901	2	\$ 142,896	\$ 285,79	нет фото
145	Колпачок	Уплотняющий колпачок для троакаров, диаметр 5,5 мм, используется с инструментами диаметром 5 мм	TRO05011WS	209	\$ 64,051	\$ 320,26	
146	Колпачок	Уплотняющий колпачок для троакаров, диаметр 11 мм, используется с инструментами диаметром 10мм	TRO11012	218	\$ 77,415	\$ 77,42	

Номер	Название	Описание	Артикул	Кол-во	Прайсовая цена за единицу в долларах	Итоговая стоимость	Со стороны аппарата	Коннектор(адаптер)
7	Кабель	Биполярный ВЧ шнур длина 400 см	80100105	6	\$ 119,379	\$ 716,27		
9	Кабель	Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов и биполярных инструментов длина 300 см	80100017	13	\$ 67,418	\$ 876,43		
11	Кабель	Шнур ВЧ монополярный для коагуляторов длина 300 см	80100031	6	\$ 47,385	\$ 284,31		
14	Кабель	ВЧ-шнур, используется с рукояткой длина 400 см	101-040	12	\$ 60,541	\$ 726,49		
15	Кабель	ВЧ-шнур, используется с рукояткой длина 400 см	110-045	13	\$ 136,435	\$ 1 773,66		
111	Кабель	Шнур ВЧ монополярный для коагуляторов длина 300 см	80100014	11	\$ 25,298	\$ 278,28		
240	Кабель	Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов и биполярных инструментов длина 300 см	80100087	1	\$ 82,225	\$ 82,23		

244	Кабель	Кабель биполярный	(354-145)	4	\$ 113,412	\$ 453,65		
251	Кабель	Кабель монополярный	101-051	5	\$ 57,980			
254	Кабель	Моно- и биполярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов по ТУ 9444-010-41747567-2005. Кабель биполярных инструментов (пинцетов). Инструментальная часть	ЕН348	3	\$ 93,262	\$ 279,79		

Номер	Название	Описание	Артикул	Кол-во	Прайсовая цена за единицу в долларах	Итоговая стоимость	Фото
53	Ножницы	Ножницы, длина 330 мм, диаметр 5 мм, лезвия изогнуты	113-3305L-84	2	\$ 392,964	\$ 785,93	
54	Ножницы	Рабочая вставка для лапароскопического инструмента: ножницы, лезвия изогнуты	300-113-3305	4	\$ 193,297	\$ 773,19	
55	Ножницы	Ножницы по METZENBAUM, обе бранши подвижны, длина 330 мм, диаметр 5 мм, бранши изогнуты	112-3305L-84	1	\$ 387,881	\$ 387,88	
56	Ножницы	Ножницы, длина 330 мм, диаметр 5 мм, одна бранша подвижна,	116-3305L-84	2	\$ 387,881	\$ 775,76	
57	Ножницы	Ножницы, длина 360 мм, диаметр 5 мм, одна бранша подвижна,	116-3605L-25	1	\$ 456,573	\$ 456,57	
125	Ножницы	Ножницы, обе бранши подвижны, изогнутые с насечками на лезвие, диам. тубуса 5 мм, длина 330 мм с замком LUER, пластиковая рукоятка	125-3305L-84	11	\$ 390,429	\$ 4 294,72	
126	Ножницы	Вставка рабочая Ножницы, обе бранши подвижны, изогнутые	300-112-3305	11	\$ 188,227	\$ 2 070,50	
158	Ножницы	Ножницы, с одной подвижной браншей	114-3305L-84	1	\$ 387,881	\$ 387,88	

Номер	Название	Описание	Артикул	Кол-во	Прайсовая цена за единицу в долларах	Итоговая стоимость	фото
86	Обтуратор	Оптический обтуратор с каналом для гибких инструментов, 24/26 Ch	26-02137	1	\$ 324,818	\$ 324,82	
259	Обтуратор	Обтуратор, 24 Ch	URO02499	1	\$ 82,563	\$ 82,56	
260	Обтуратор	Обтуратор, 24 Ch	URO02497	1	\$ 211,510	\$ 211,51	