


# ОЕС One\*

# Клинические изображения

15.01.2024



GE HealthCare




# Интраоперационная холангиограмма Лапароскопическая холецистэктомия

90 kVp  
2.7 mA

R 353

34

64  
30  
27  
0




Поясничный отдел  
(прямая проекция)  
Лечение боли

77 kVp  
2.0 mA

180

55

69  
33  
1



Поясничный отдел  
(боковая проекция)  
**Вертебропластика/  
кифопластика**

91 kVp  
2.7 mA

180

98






Голеностопный сустав  
(прямая проекция)  
**Открытая редуционная  
внутренняя фиксация**

53 kVp  
0.8 mA



52






Поясничный отдел  
(косая проекция)  
**Лечение боли**

93 kVp  
1.3 mA




35






Бедро (прямая проекция)  
**Открытая редукционная  
внутренняя фиксация**

75 kVp  
1.8 mA



82






Поясничный отдел  
(боковая проекция)  
**Вертебропластика/  
кифопластика**

106 kVp  
3.7 mA

B 191


211






# Поясничный отдел (косая проекция) Лечение боли

94 kVp  
2.9 mA



48






## Крестцово-подвздошный сустав (косая проекция) Лечение боли

102 kVp  
3.4 mA




26






Поясничный отдел  
(прямая проекция)  
Лечение боли

86 kVp  
1.1 mA



1





Поясничный отдел  
(боковая проекция)  
**Задний поясничный  
межтеловой спондилодез**

110 kVp  
4.0 mA

180


127





Кисть (прямая проекция)  
**Открытая редуционная  
внутренняя фиксация**

54 kVp  
0.4 mA



56

68



61

31

23



Кисть (прямая проекция)  
**Открытая редуционная  
внутренняя фиксация**

55 kVp  
0.9 mA

56

61


29

4



**Кисть (косая проекция)  
Открытая редуционная  
внутренняя фиксация**

56 kVp  
0.4 mA



56

76



52

31

24

0



\*Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой с принадлежностями, вариант исполнения ОЕС One

© 2024 GE HealthCare. GE является товарным знаком компании General Electric, используемым на основании лицензионного соглашения. JB00222RC