



Дыши, твоё дыхание — вопрос жизни
и смерти, никогда ещё у тебя не было
более важного дела, чем это.
Макс Фрай

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 2016/2017

Stormoff®

Уважаемые коллеги!

Мы рады представить Вам каталог «Анестезиология. Реаниматология».

На страницах каталога Вы ознакомитесь с оборудованием для отделений анестезиологии и реанимации.

Мы предлагаем оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей медицинской техники, которые зарекомендовали себя на российском рынке наилучшим образом.

Компания «Stormoff», основанная в 1992 году, в настоящее время является крупной торгово-производственной организацией, занимающейся комплексным оснащением медицинских и санаторно-курортных учреждений России и стран СНГ. Длительные партнерские отношения с ведущими мировыми производителями медицинского оборудования позволяют нам обеспечивать прямые поставки техники на самых выгодных условиях. За годы работы наша компания накопила богатый опыт сотрудничества со многими ведущими медицинскими учреждениями России, осуществляя как комплексное оснащение, так и единичные поставки аппаратов.

Для отделений анестезиологии и реанимации мы можем предложить оборудование таких известных компаний, как Carl Reiner, GE Healthcare, Metrax, Atmos и других ведущих мировых производителей медицинской техники. В нашей стране крупные медицинские учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь, соседствуют с лечебными центрами, работающими в условиях ограниченного финансирования. Отмечается существенный рост частных медицинских центров, получило широкое распространение медицинское обслуживание населения на коммерческой основе в государственных и ведомственных больницах, клиниках, санаториях. Все это привело к повышению спроса на медицинское оборудование с оптимальным соотношением «Цена /Качество». В медицинских учреждениях с ограниченным финансированием такое оборудование реализует широкий спектр задач не менее чем на 90% диагностических и лечебных потребностей данного лечебного учреждения.

Частным коммерческим медицинским центрам и муниципальным больницам мы предложим аппараты быстрой окупаемости, с базовым набором стандартных функций, таких компаний, как Dixon.

Stormoff предлагает Вам:

- Наиболее выгодные ценовые предложения на рынке медицинской техники
- Широкие возможности для комплексного оснащения медицинских учреждений разного профиля
- Широкий выбор производителей медицинского оборудования (Россия, Германия, Австрия, США, Канада, Япония, Корея и другие)
- Специальные предложения для небольших медицинских учреждений
- Качественное улучшение оказываемых услуг за счет нового современного оборудования
- Различные формы взаиморасчетов
- Гарантийное и сервисное обслуживание
- Информация о новых модификациях техники

С каждым годом, вместе с увеличением опыта и объемов продаж, растет численность сотрудников Компании. Сейчас в Московском офисе Российского представительства компании Stormoff работает более 300 сотрудников специалистов в своих областях, которые любят свое дело и стремятся к наилучшему результату.

Вместе с Вами, нашими друзьями и партнерами, мы создаем будущее, сохраняя и преумножая самое ценное богатство человечества – здоровье.

С наилучшими пожеланиями,
коллектив компании Stormoff.

Аппарат ИВЛ Savina 300, Dräger, Германия

Savina — универсальный электроприводный аппарат ИВЛ со встроенной турбиной обеспечивает проведение вентиляции в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, палат пробуждения. Кроме того, респиратор может быть использован при транспортировке больных, в т.ч. и длительной.

Большой цветной сенсорный дисплей 12" и интуитивно понятная операционная система упрощают основные задачи конфигурирования и эксплуатации.



Технические характеристики:

Пациенты	Взрослые, дети
Режимы вентиляции	VC-CMV/VC-AC, VC-SIMV, PC-BIPAP (опция), SPN-CPAP
Новые возможности (опции)	NIV-Неинвазивная вентиляция с оптимизированной системой тревог и автоматической компенсацией утечки, AutoFlow – Автоматическая адаптация инспираторного потока при объемных режимах вентиляции, LPO – кислород низкого давления, Вызов медсестры – Соединение для передачи сигналов тревоги в центральную систему оповещения
Частота дыхания	2 – 80 вд/мин
Продолжительность вдоха	0,2 – 10 сек
Дыхательный объем	50 – 2000 мл
Давление вдоха	1 – 99 мбар
PEEP	0 – 35 мбар
Поддержка давлением/ASB	0 – 35 мбар
Концентрация O ₂	21 – 100 %
Чувствительность триггера	1 – 15 л/мин
Мониторируемые значения	Давление в дыхательных путях (P _{max} , P _{плато} , P _{среднее} , PEEP), минутный объем (общий спонтанный), дыхательный объем (вдоха, выдоха), измеренный на вдохе дыхательный объем с учетом потерь газа из-за утечки, частота дыхания (общая и спонтанная), FiO ₂ , температура дыхательного газа, соотношение вдох/выдох
Кривые	Давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем
Сигналы тревоги	Давление в дыхательных путях, объем выдыхаемого в минуту газа, дыхательный объем, длительность задержки сигнала апноэ, частота спонтанного дыхания, FiO ₂ , температура вдыхаемого газа
Воздух	Турбинная технология
Кислород	3 – 6 бар

Stormoff®

143407, Московская область, г. Красногорск
бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, сектор Г, 8 этаж

Тел./факс: (495) 956 05 57, 780 07 90

www.stormoff.com
info@stormoff.com