



Дыши, твоё дыхание — вопрос жизни
и смерти, никогда ещё у тебя не было
более важного дела, чем это.
Макс Фрай

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 2016/2017

Stormoff®

Уважаемые коллеги!

Мы рады представить Вам каталог «Анестезиология. Реаниматология».

На страницах каталога Вы ознакомитесь с оборудованием для отделений анестезиологии и реанимации.

Мы предлагаем оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей медицинской техники, которые зарекомендовали себя на российском рынке наилучшим образом.

Компания «Stormoff», основанная в 1992 году, в настоящее время является крупной торгово-производственной организацией, занимающейся комплексным оснащением медицинских и санаторно-курортных учреждений России и стран СНГ. Длительные партнерские отношения с ведущими мировыми производителями медицинского оборудования позволяют нам обеспечивать прямые поставки техники на самых выгодных условиях. За годы работы наша компания накопила богатый опыт сотрудничества со многими ведущими медицинскими учреждениями России, осуществляя как комплексное оснащение, так и единичные поставки аппаратов.

Для отделений анестезиологии и реанимации мы можем предложить оборудование таких известных компаний, как Carl Reiner, GE Healthcare, Metrax, Atmos и других ведущих мировых производителей медицинской техники. В нашей стране крупные медицинские учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь, соседствуют с лечебными центрами, работающими в условиях ограниченного финансирования. Отмечается существенный рост частных медицинских центров, получило широкое распространение медицинское обслуживание населения на коммерческой основе в государственных и ведомственных больницах, клиниках, санаториях. Все это привело к повышению спроса на медицинское оборудование с оптимальным соотношением «Цена /Качество». В медицинских учреждениях с ограниченным финансированием такое оборудование реализует широкий спектр задач не менее чем на 90% диагностических и лечебных потребностей данного лечебного учреждения.

Частным коммерческим медицинским центрам и муниципальным больницам мы предложим аппараты быстрой окупаемости, с базовым набором стандартных функций, таких компаний, как Dixon.

Stormoff предлагает Вам:

- Наиболее выгодные ценовые предложения на рынке медицинской техники
- Широкие возможности для комплексного оснащения медицинских учреждений разного профиля
- Широкий выбор производителей медицинского оборудования (Россия, Германия, Австрия, США, Канада, Япония, Корея и другие)
- Специальные предложения для небольших медицинских учреждений
- Качественное улучшение оказываемых услуг за счет нового современного оборудования
- Различные формы взаиморасчетов
- Гарантийное и сервисное обслуживание
- Информация о новых модификациях техники

С каждым годом, вместе с увеличением опыта и объемов продаж, растет численность сотрудников Компании. Сейчас в Московском офисе Российского представительства компании Stormoff работает более 300 сотрудников специалистов в своих областях, которые любят свое дело и стремятся к наилучшему результату.

Вместе с Вами, нашими друзьями и партнерами, мы создаем будущее, сохраняя и преумножая самое ценное богатство человечества – здоровье.

С наилучшими пожеланиями,
коллектив компании Stormoff.

Аппарат ИВЛ Oricare V8800

Система вентиляции для новорожденных, детей и взрослых, имеющая большой набор возможностей для различных клинических ситуаций. Дополнительно к стандартным режимам вентиляции аппарат имеет также BIVENT и PRVC. Aeros 4800 (V8800) имеет в стандартной конфигурации такие возможности, как неинвазивная вентиляция и автоматическая компенсация сопротивления дыхательной трубки.

15" TFT LCD Touch Screen монитор с простым интуитивным интерфейсом может поворачиваться на 180 градусов в различных направлениях для более комфортной и удобной работы.

Аппарат имеет широкие дополнительные возможности:

- Синхронизированный небулайзер
- Задержка на вдохе и на выдохе
- Ручной вдох



Технические характеристики:

Режимы вентиляции	<ul style="list-style-type: none"> • Volume Controlled (VCV), Assist/Control • Pressure Controlled (PCV), Assist/Control • Pressure Regulation Volume Controlled (PRVC), Assist/Control • Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, SIMV(VCV)+PSV, SIMV(PCV)+PSV, SIMV(PRVC)+PSV • Spontaneous Ventilation (SPONT/CPAP)+PSV • Bi Level Ventilation (BIVENT/APRV)+PSV • неинвазивная вентиляция (NIV/CPAP+PSV, NIV/PCV)
Дыхательный объем	20 – 2500 мл
Частота дыхания	1 – 120 вд/мин
Время вдоха	0.2 – 9 сек
Пауза времени вдоха	0 – 4 сек
FiO2	21 – 100%
PEEP	0 – 50 смH2O
CPAP (NIV)	2 – 20 смH2O
Psupport	0 – 90 смH2O
Pinsp	5 – 90 смH2O
Phigh	5 – 90 смH2O
Plow	0 – 50 смH2O
Чувствительность выдоха	5 – 80 %
Форма кривой потока	Прямоугольная, нисходящая
Задержка на вдохе	
Задержка на выдохе	
Небулайзер	30 или 45 минут
Автоматическая компенсация дыхательной трубки (ATC)	
Комплайнс	

Мониторинг:

- Измерение давления (Pmin, Pplat, Pmean, Ppeak, PEEP)
- Объемные/поточные значения: дыхательный объем на вдохе и на выдохе, минутный объем, минутный объем спонтанной вентиляции, % утечки
- Петли (поток-давление, давление-объем, поток-объем)
- FiO2
- EtCO2 (опция)

Встроенная аккумуляторная батарея и дополнительный аккумулятор (опция) позволяют избежать остановки в работе вентилятора при проблемах с электроснабжением.

Stormoff®

143407, Московская область, г. Красногорск
бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, сектор Г, 8 этаж

Тел./факс: (495) 956 05 57, 780 07 90

www.stormoff.com
info@stormoff.com