



Дыши, твоё дыхание — вопрос жизни  
и смерти, никогда ещё у тебя не было  
более важного дела, чем это.  
Макс Фрай

# АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ

---

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 2016/2017

**Stormoff®**

## **Уважаемые коллеги!**

### **Мы рады представить Вам каталог «Анестезиология. Реаниматология».**

На страницах каталога Вы ознакомитесь с оборудованием для отделений анестезиологии и реанимации.

Мы предлагаем оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей медицинской техники, которые зарекомендовали себя на российском рынке наилучшим образом.

**Компания «Stormoff»**, основанная в 1992 году, в настоящее время является крупной торгово-производственной организацией, занимающейся комплексным оснащением медицинских и санаторно-курортных учреждений России и стран СНГ. Длительные партнерские отношения с ведущими мировыми производителями медицинского оборудования позволяют нам обеспечивать прямые поставки техники на самых выгодных условиях. За годы работы наша компания накопила богатый опыт сотрудничества со многими ведущими медицинскими учреждениями России, осуществляя как комплексное оснащение, так и единичные поставки аппаратов.

**Для отделений анестезиологии и реанимации** мы можем предложить оборудование таких известных компаний, как Carl Reiner, GE Healthcare, Metrax, Atmos и других ведущих мировых производителей медицинской техники. В нашей стране крупные медицинские учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь, соседствуют с лечебными центрами, работающими в условиях ограниченного финансирования. Отмечается существенный рост частных медицинских центров, получило широкое распространение медицинское обслуживание населения на коммерческой основе в государственных и ведомственных больницах, клиниках, санаториях. Все это привело к повышению спроса на медицинское оборудование с оптимальным соотношением «Цена /Качество». В медицинских учреждениях с ограниченным финансированием такое оборудование реализует широкий спектр задач не менее чем на 90% диагностических и лечебных потребностей данного лечебного учреждения.

**Частным коммерческим медицинским центрам и муниципальным больницам** мы предложим аппараты быстрой окупаемости, с базовым набором стандартных функций, таких компаний, как Dixon.

### **Stormoff предлагает Вам:**

- Наиболее выгодные ценовые предложения на рынке медицинской техники
- Широкие возможности для комплексного оснащения медицинских учреждений разного профиля
- Широкий выбор производителей медицинского оборудования (Россия, Германия, Австрия, США, Канада, Япония, Корея и другие)
- Специальные предложения для небольших медицинских учреждений
- Качественное улучшение оказываемых услуг за счет нового современного оборудования
- Различные формы взаиморасчетов
- Гарантийное и сервисное обслуживание
- Информация о новых модификациях техники

С каждым годом, вместе с увеличением опыта и объемов продаж, растет численность сотрудников Компании. Сейчас в Московском офисе Российского представительства компании Stormoff работает более 300 сотрудников специалистов в своих областях, которые любят свое дело и стремятся к наилучшему результату.

Вместе с Вами, нашими друзьями и партнерами, мы создаем будущее, сохраняя и преумножая самое ценное богатство человечества – здоровье.

С наилучшими пожеланиями,  
коллектив компании Stormoff.



## Аппарат искусственной вентиляции легких Aeros 4500, Dixon

Аппарат предназначен для проведения вентиляции легких у взрослых и детей.

**Особенности:**

- ♦ Удобное управление и высокая информативность благодаря большому графическому монитору
- ♦ Встроенный небулайзер
- ♦ Компрессор составляет с ИВЛ единую систему

**Технические характеристики:**

Дыхательный объем	от 50 до 1500 мл
Частота дыхания	от 4 до 100 вд/мин, от 1 до 40 вд/мин в режиме SIMV
Время вдоха	0,1 –12 сек
Время паузы вдоха	0 – 4 сек
Уровень РЕЕР/CPAP	от 0 до 40 см H <sub>2</sub> O
PSV уровень	от 0 до 60 см H <sub>2</sub> O
PCV уровень	от 5 до 60 см H <sub>2</sub> O
Концентрация O <sub>2</sub>	от 21 до 100%
Предохранительный клапан	80 см H <sub>2</sub> O
Сигналы тревоги	Высокое давление в дыхательных путях: от 20 до 80 см H <sub>2</sub> O
	Низкое давление в дыхательных путях: от 0 до 20 см H <sub>2</sub> O
	Верхний предел минутного объема: 0 до 99 л
	Нижний предел минутного объема: 0 до 99 л
	Верхний предел дыхательного объема: 0 до 2000 мл
	Верхний предел частоты дыхания (спонтан.): 0 до 60 вдохов в мин
	Апноэ
Электроснабжение	Низкое и высокое значение FiO <sub>2</sub>
	Низкий уровень зарядки батарей
	Нарушение газоснабжения
	Нарушение электроснабжения
	Беззвучный режим – 120 секунд
	Запись 100 тревожных событий
Газоснабжение	2,8 – 6 атм.

## Аппарат искусственной вентиляции легких Aeros 4600, Dixon

### Особенности:

- ♦ Электроприводный аппарат ИВЛ с электронным контролем для использования в условиях реанимации
- ♦ Осуществляет контроль по объему и по давлению для взрослых и детей
- ♦ 8" TFT цветной дисплей
- ♦ Легкий в управлении благодаря поворотному манипулятору и сенсорным кнопкам
- ♦ Динамический мониторинг FiO<sub>2</sub>
- ♦ Режимы «день» и «ночь» для улучшения условий сна пациента в ночное время
- ♦ Три уровня световых и звуковых тревог с комментариями возникающих проблем
- ♦ Чувствительный триггер по давлению и по потоку
- ♦ Встроенные экспираторные и инспираторные датчики потока
- ♦ Встроенный аккумулятор



### Технические характеристики:

Режимы вентиляции	A/C (VCV, PCV), SIMV, PSV, SPONT, CPAP, VCV+SIGH, SIMV (VCV)+PSV
Дыхательный объем	50 – 1500 мл
Частота дыхания	1 – 70 вд/мин (VCV, PCV), 1–40 вд/мин (SIMV)
Концентрация FiO <sub>2</sub>	21 – 100 %
PEEP	0 – 3 кПа
PSV уровень	0 – 6 кПа
PCV уровень	5 – 6 кПа
Тревоги	Высокий минутный объем Низкий минутный объем Разгерметизация контура Высокое давление в дыхательных путях Низкое давление в дыхательных путях Длительно высокое давление в дыхательных путях Высокий дыхательный объем Высокая частота спонтанного дыхания Апноэ Нарушение электроснабжения Низкий уровень заряда батареи Нарушение газоснабжения
Газоснабжение	O <sub>2</sub> , воздух 0,25–0,6 МПа
Электропитание	~220 В, 50/60 Гц, 65 ВА
Максимальное безопасное давление	8 кПа
Комплаенс	4 мл/100 Па
Уровень шума	65 дБ
Интерфейсы	RS232, VGA
Размеры	400 x 303 x 250 мм
Вес	15 кг

# Stormoff®

143407, Московская область, г. Красногорск  
бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, сектор Г, 8 этаж

Тел./факс: (495) 956 05 57, 780 07 90

[www.stormoff.com](http://www.stormoff.com)  
[info@stormoff.com](mailto:info@stormoff.com)