

Монитор жизненных функций пациента Storm 5300, Dixon

Особенности:

- Цветной TFT дисплей 5,7"
- Контроль подсветки дисплея и функция ожидания
- Одновременное отображение числовых значений и кривых
- Функция «Вызов медсестры»
- Возможность беспроводной связи с ЦСМ
- Большой объем хранимой информации
- Встроенная литий-ионная батарея
- Питание от сети 12В (опция)
- Используется для взрослых, детей и новорожденных
- USB порт
- Термопринтер (опция)



Два варианта креплений

- Настенное крепление
- Стойка на передвижном пятиколесном основании



Модификации:

Модель	SpO ₂	НИАД	CO ₂	Термопринтер	Стойка	Настенное крепление
Storm 5300-01	+	+	-	опция	опция	опция
Storm 5300-02	+	-	+	опция	опция	опция
Storm 5300-00	-	+	-	опция	опция	опция

Мониторимые параметры:

SpO ₂	Диапазон измерений: 0–100 % Пульс Диапазон частоты пульса: 15–254 уд/мин					
НИАД	Типы измерения: Систолическое (SYS), Диастолическое (DIA), Среднее (MAP) Диапазон измерений:					
Storm 5300-01	Взрослые	Дети	Новорожденные			
Storm 5300-00	10–270 мм рт.ст.	10–235 мм рт.ст.	10–135 мм рт.ст.			
CO ₂ (Storm 5300-02)	Режим измерения: Боковой, основной Сигнал АПНОЭ: Есть Расчет: CO ₂ на вдохе и на выдохе, AwRR					