



Прикроватный монитор пациента Storm 5900, Dixon

Особенности:

- Цветной TFT 10,4 дюймов дисплей
- ЭКГ, SpO₂, дыхание, НИАД, Темп., Пульс, ИАД (опция), капнометрия (опция)
- Сохранение графических и числовых трендов всех параметров
- 7 кривых для анализа ЭКГ по 5 отведениям
- Встроенный литий-ионный аккумулятор
- Анализ аритмии, Анализ ST сегмента
- Объединение мониторов в единую станции
- 10-ти уровневая аудиовизуальная система тревог
- Установка верхних и нижних границ всех измеряемых параметров с автоматическим запоминанием
- Комплектация для взрослых, детей и новорожденных

Отличительные особенности мониторов пациента серии Dixon Storm:

	Storm 5900	Storm 5500	Storm 5800
Размер дисплея	10,4	8,4	15
Разрешение дисплея	800 x 600	800 x 600	1024 x 768
Сенсорный дисплей	Нет	Опция *	Опция *
Количество отображаемых кривых	11	11	13
Режим крупных цифр	+	+	+
Расчет доз препаратов	+	+	+
Определение пейсмекера	+	+	+
Анализ аритмий, ST-сегмента по всем отведениям	+	+	+
Анализ ЭКГ по 12 отведениям	Нет	Нет	Опция * (208 диагнозов)
Стандартные параметры: ЭКГ, Темп, дыхание, НИАД, SpO ₂	+	+	+
Модуль «Быстрого измерения температуры»	Нет	Опция *	Нет
ИАД	Опция *	Опция *	Опция * (4 канала)
СВ (сердечный выброс)	Нет	нет	Опция *
CO ₂	Опция *	Опция *	Опция *
Мультигаз	Нет	нет	Опция * (MASIMO)
Возможность подключения к ЦСМ	+	+	+
Встроенное крепление на кровать	нет	+	нет
Встроенный принтер	Опция *	Опция *	Опция *
Выходы: USB, Ethernet, Wi-Fi	+	+	+
Выходы: VGA, SD карта, Синхронизация с дефибриллятором	+	+	+

* - Опция присутствует в отдельных модификациях монитора, функция в базовой модели отсутствует.