Stormoff

info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
www.stormoff.ru

# Бинокулярные кольпоскопы Alltion


## AC-2000, AC-3000, AC-5000






# AC-2000 — надежная база для ежедневной практики

**AC-2000** — практичное и современное решение для ежедневной работы гинекологического кабинета. Модель обеспечивает стабильную, четкую картинку и комфортный осмотр даже при высокой нагрузке.




| Технические характеристики | AC-2000 | AC-2000C |
|---|---|---|
| Диаметр линзы окуляров | 21 мм | 21 мм |
| Тип увеличения | Моно<br>3-ступенчатое (опция) | Моно<br>3-ступенчатое (опция) |
| Диапазон увеличения | 7,5x<br>3,75x, 7,5x, 15x (опция) | 7,5x<br>3,75x, 7,5x, 15x (опция) |
| Диаметр обзора | 39 мм | 39 мм |
| Кратность увеличения окуляров | 16,7x | 16,7x |
| Тип бинокулярного тубуса | Прямой | Прямой |
| Регулировка диоптрических отклонений | От -6 до +6 | От -6 до +6 |
| Тип регулировки межзрачкового расстояния | Ручной | Ручной |
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | 53–90 мм | 53–90 мм |
| Объектив | 300 мм | 300 мм |
| Освещение | 25 000 Лк | 25 000 Лк |
| Цветовая температура | 5700 K | 5700 K |
| Цветопередача | ≥85% | ≥85% |
| Встроенная камера | | 1080P HD |
| Зеленый фильтр | • | • |
| ПО | | • |
| Штатив на перекатном основании | • | • |
| Отклоняемый штатив на стационарном основании | Опция | Опция |

**Опциональная комплектация**

- 3-ступенчатое увеличение 3,75x, 7,5x, 15x
- Универсальное крепление монитора
- Карта видеозахвата с выходом HDMI с профессиональным ПО
- Светофильтры для работы с лазером с длиной волны 780~10600 нм
- Ножная педаль управления
- Кейс для транспортировки кольпоскопа


info@stormoff.com +7 (495) 956-05-57 www.stormoff.ru

# AC-3000 — расширенные возможности и гибкая конфигурация

**AC-3000** — кольпоскоп для тех, кто хочет больше: больше контроля, больше возможностей настройки и более точную визуализацию при диагностике.

Модель оснащается премиальной апохроматической оптикой и может иметь 3- или 5-ступенчатое увеличение в диапазоне 2,8x–17,7x — удобно как для общего осмотра, так и для детального анализа.

Встроенные зеленый и синий фильтры повышают контраст и информативность осмотра, а варианты штатива (мобильный или стационарный с наклоном) помогают подобрать удобный формат работы.




| Технические характеристики | AC-3000 | AC-30004K | AC-3000V4K |
|---|---|---|---|
| Диаметр линзы окуляров | | 18 мм или 21 мм | |
| Тип увеличения | | 3-ступенчатое<br>5-ступенчатое (опция) | |
| Диапазон увеличения | 2,8–17,7x | 2,8–17,7x | 2,6–16,1x |
| Диаметр обзора | 12,4–77,2 мм | 12,4–77,2 мм | 13,6–128,2 мм |
| Тип бинокулярного тубуса | | Прямой<br>Наклонный 45° (опция)<br>Регулируемый 0–180° (опция) | |
| Регулировка диоптрических отклонений | От -7 до +7 | От -7 до +7 | От -7 до +7 |
| Тип регулировки межзрачкового расстояния | | Тонкая настройка | |
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | 50–75 мм | 50–75 мм | 50–75 мм |
| Объектив | 300 мм | 300 мм | 250–430 мм |
| Освещение | 60 000 Лк | 60 000 Лк | 60 000 Лк |
| Цветовая температура | 5700K | 5700K | 5700K |
| Цветопередача | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| Встроенная камера | | 4K | 4K |
| Зеленый фильтр | • | • | • |
| ПО | | • | • |
| Штатив на перекатном основании | • | • | • |
| Отклоняемый штатив | | Опционально без доплаты | |

**Опциональная комплектация**

- Антибликовый модуль
- Светофильтр для работы с лазером с длиной волны 780–10600 нм
- Карта видеозахвата с выходом HDMI с профессиональным ПО
- Делитель луча 80/20%
- Фотоадаптер для цифровых фотоаппаратов
- Видеоадаптер для видеокамер
- Беспроводная ножная педаль управления видеокамерой
- Беспроводной передатчик изображения на монитор 1080i full HD
- Усилитель сигнала
- Перекатной штатив с креплением для монитора


neonatal@stormoff.com +7 (495) 956-05-57 www.stormoff.ru

# AC-5000 — максимум точности и детализации

**AC-5000** — флагманская модель для клиник, где важны точность, визуальная детализация и максимальный контроль процесса. Это инструмент, который раскрывает потенциал современной кольпоскопии на 100%.

Кольпоскоп оснащен апохроматической оптикой Schott, обеспечивающей безупречную чистоту изображения и полное устранение цветовых аберраций; 5 ступеней увеличения позволяют врачу быстро выбирать нужный масштаб — от обзорной оценки до детальной визуализации тканей.

Встроенные фильтры (зеленый, синий, антибликовый) усиливают визуализацию, а мощное освещение до 60 000 Лк и рабочее расстояние 300 мм обеспечивают комфортный осмотр и точную фокусировку.




| Технические характеристики | AC-5000 | AC-5000C | AC-5000V | AC-5000VC | AC-5000V4K |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр линзы окуляров | 18 или 21 мм | | | | |
| Тип увеличения | 5-ступенчатое | | | | |
| Диапазон увеличения | 2,8–17,7x | | 2,6–16,1x | | |
| Диаметр обзора | 12,4–77,2 мм | | 13,6–128,2 мм | | |
| Тип бинокулярного тубуса | Прямой | | Прямой<br>Наклонный 45° (опция)<br>Регулируемый 0-180° (опция) | | |
| Регулировка диоптрических отклонений | От -7 до +7 | От -7 до +7 | От -7 до +7 | От -7 до +7 | От -7 до +7 |
| Тип регулировки межзрачкового расстояния | Тонкая настройка | | | | |
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | 50–75 мм | 50–75 мм | 50–75 мм | 50–75 мм | 50–75 мм |
| Объектив | 300 мм | | 250–430 мм | | |
| Освещение | 60 000 Лк | 60 000 Лк | 60 000 Лк | 60 000 Лк | 60 000 Лк |
| Цветовая температура | 5700 K | 5700 K | 5700 K | 5700 K | 5700 K |
| Встроенная камера | | | 1080P HD | 1080P HD | 4K |
| Зеленый фильтр | • | • | • | • | • |
| Синий фильтр | • | • | • | • | • |
| ПО | | • | | • | • |
| Wi-Fi | | • | | • | • |
| Вращающийся штатив с пантографическим плечом | • | • | • | • | • |

**Опциональная комплектация**

- Антибликовый модуль
- Светофильтр для работы с лазером с длиной волны 780–10600 нм
- Делитель луча 80/20%
- Беспроводная ножная педаль управления видеокамерой
- Карта видеозахвата с выходом HDMI с профессиональным ПО
- Фотоадаптер для цифровых фотоаппаратов
- Видеоадаптер для видеокамер
- Беспроводной передатчик изображения на монитор 1080i full HD
- Усилитель сигнала


info@stormoff.com +7 (495) 956-05-57 www.stormoff.ru

# Варианты штативов



Перекатной штатив (AC-2000, AC-3000)



Отклоняемый стационарный штатив (AC-2000, AC-3000)



Перекатной штатив с креплением для монитора (AC-2000, AC-3000)



Вращающийся штатив с пантографическим плечом и креплением для монитора (AC-5000)

**www.stormoff.ru**
**info@stormoff.com**

**+7 (495) 956-05-57**