
DIXION

СТОЛЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ: ET800, ET700S
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ: Седжери 8600, ET500, ET200
МЕХАНОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ: Седжери 8500



DIXION


ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Современные и многофункциональные операционные столы DIXION разработаны для использования в широком спектре медицинских хирургических вмешательств. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, а надежный привод обеспечивает удобное и легкое управление положениями стола.

СЪЕМНЫЕ НОЖНЫЕ СЕКЦИИ
*Легко управляются с помощью пневмопружины или с пульта**

МАТРАСЫ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ
*Легко управляются с помощью пневмопружины или с пульта**

РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
*Продольный сдвиг для работы с С-дугой**
Туннель для рентгенкассет



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕЛЬСЫ
Позволяют использовать ряд аксессуаров других производителей

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Долговечность изделия, устойчивость к обработке дезинфицирующими средствами

НАДЁЖНАЯ СИСТЕМА ПРИВОДОВ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
*Позволяет проводить от 30 до 80 операций**

СИСТЕМА ФИКСАЦИИ СТОЛА
Надёжно удерживает стол в устойчивом положении

** В зависимости от модели*

DIXION

DIXION ET800



- Электрогидравлический привод
- Адаптирован для работы с С-дугой
- Модульная конструкция стола
- Механизм простого защелкивания секций
- Максимальная грузоподъемность в линейке
- Пульт с дисплеем и индикацией заряда
- Функция запоминания положений
- Головная секция с двойной артикуляцией
- Электрическое управление ножной секцией
- Электрическая фиксация стола
- Автономная работа без сети: 50–80 операций



ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

DIXION ET700S



- Электрогидравлический привод
- Грузоподъемность 300 кг
- Механизм простого защелкивания ножной секции
- Функция положения «0»
- Встроенный почечный валик
- Электрическая фиксация стола
- Головная секция с двойной артикуляцией
- Электро- и механическое управление ножной секцией
- Дублирующая панель управления в колонне
- Автономная работа без сети: 50–80 операций



DIXION ET500



- Электромеханический привод
- Адаптирован для работы с С-дугой
- Грузоподъемность 250 кг
- Пульт с дисплеем и индикацией заряда аккумуляторной батареи
- Функция положения «0»
- 3 встроенных программных положения
- Функция запоминания положений
- Головная секция с двойной артикуляцией
- Раздельная ножная секция с индивидуальной электрической регулировкой
- Дублирующая панель управления
- Большие колеса для повышенной маневренности



ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

СЕДЖЕРИ 8600



- Электромеханический привод
- Рентгенпрозрачность + туннель для кассет
- Грузоподъемность 200 кг
- Автономная работа на 40–50 операций
- Дублирующая панель в основании стола
- Матрас с эффектом памяти
- Пневматическое управление ножной секцией
- Адаптирован для работы с С-дугой
- Фиксация стола с помощью механических опор



DIXION

СЕДЖЕРИ 8500



- Механогидравлический привод
- Рентгенпрозрачность
- Грузоподъемность до 200 кг
- Автономная работа без подключения к сети
- Вариант матрасов: литые (стандарт) и матрасы с эффектом памяти (опция)
- Управление рукоятками со стороны головной секции
- Туннель для размещения кассет
- Регулировка ножных секций пневматическая
- Корпус из нержавеющей стали
- Съемная ножная и головная секция

DIXION ET200





- Электромеханический привод
- Специализированный стол для офтальмологических операций
- Автономная работа на 40–50 операций
- Высокая грузоподъемность
- Кресло врача (опция)

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ET800	ET700S	ET500	Седжери 8600	Седжери 8500	ET200
Тип привода	Электрогидравлика		Электромеханика		Механо-гидравлика	Электро-механика
Фиксация стола	Гидравлические опоры			Механические опоры		
Тип управления	Пульт + панель				Рукоятки + педаль	Педали
Управление ножной секцией	Электро	Электро + пневмо-пружина	Электро	Пневмо-пружина	Пневмо-пружина	Электро
Время работы аккумулятора	50–80 операций			40–50 операций	Нет	40–50 операций
Встроенный почечный валик	●	●	●	●	●	
Рентгенпрозрачность	●	●	●	●	●	
Продольный сдвиг	●	●	●	●		
Матрас с эффектом памяти	●	●	●	●	○	
Функция возврата в «0» положение	●	●	●			
Встроенные программные положения	●	●	●			
Запоминание положений	●		●			
Индикатор заряда батареи	●		●			
Большие колеса	●		●			
Механизм быстрого защелкивания секций	●	●				

○ — опция

DIXION


СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ*


Анестезиологическая ширма (1 шт.)


Инфузионная стойка (1 шт.)


Опора для ног по Геппелю (2 шт.)


Поддон (1 шт.)


Упоры для ступней (2 шт.)


Ремни (1 компл. — для рук, для тела, для ног)


Упоры для плеч (2 шт.)


Опора для руки (2 шт.)


Упоры для тела (2 шт.)

Стандартный комплект включает в себя зажимы (8 шт.) для крепления на рельсы операционного стола

** Входит в комплектацию универсальных операционных столов*

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ*


Опора для руки верхняя


Инструментальный столик


Панель для операций на руке


Подушка проктологическая


Подголовник для ЛОР-операций



Подголовник для нейрохирургии


Валик для живота


Валик для колена


Ортопедическая приставка для тракции нижних конечностей


Гелевые матрасики в ассортименте



DIXION

Телефоны: **+7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95** (звонок бесплатный)

E-mail: **info@dixion.ru, www.dixion.ru**